

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite.)
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 20"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.




Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☒

COLORE TELAIO:

- ☐ Blu
- ☐ Rosso
- ☐ Verde

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne


L	48,6 cm
M	27,4 cm
N	9,6 cm
Portata Max.	35 kg



MISURE



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
Large	Kg. 90	Kg. 25,5	cm 60	cm 75	cm 69-83	cm 16	cm 162	cm 56,5	cm 95	cm 100	cm 140-165

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni
→

☐ Pignone Fisso

☐ Ruota Libera

☐ Differenziale e Pignone Fisso

☐ Differenziale e Ruota Libera

☐ Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triciclo fermo e la retromarcia.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

☐ **864** Freno a disco. SOLO PER MODELLI CON DIFFERENZIALE E SENZA CAMBIO.



☐ **847** Pedivelle con lunghezza regolabile riduce ulteriormente la distanza tra sella e pedale di 3,5 cm e 5 cm.



Manubrio
Indicare la posizione del freno sul Manubrio Standard

☐ Sinistra ☐ Destra In assenza di indicazioni verrà montato a destra.

☐ M ☐ L



COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE


☐ **880** Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche




845 Sostegno avambraccio. Misura L-XL

☐ Sinistra ☐ Destra



875 Ferpapolo con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente. Misura L-XL

☐ Sinistra ☐ Destra



☐ **842P** Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883

☐ M ☐ L-XL



842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883

☐ M ☐ L-XL



☐ **883** Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica). Selezionare anche il modello del supporto



☐ **877** Spalliera piatta.



☐ **843** Sella divaricatrice con canotto per supporti.



☐ **876** Sella monociclo con canotto per supporti



☐ **103** Imbottitura per sella monociclo.



☐ **840** Ferpapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



841 Ferpapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

☐ Sinistra ☐ Destra



846 Sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

☐ Sinistra ☐ Destra
☐ S-M ☐ L-XL



☐ **881** Limitatore di sterzata.



☐ **882** Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



☐ **879** Cestino anteriore




☐ **878** Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




842P

	A
mini/s	8,5-14 cm
M	8,5-21 cm
L/XL	8,5-23 cm




842T

	A
mini/s	19-30,5 cm
M	19-40 cm
L/XL	19-46 cm




842P - 842T

	B	C
mini/s	10,5 cm	23 cm
M	12,5 cm	31 cm
L/XL	17,5 cm	35 cm




843

	A	B
mini/s	31 cm	12,5 cm
M/L/XL	40 cm	14 cm




876

A	31 cm
B	13,5 cm
C	9 cm




841



	misure impronta 841		
	A	B	C
misure/S	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm
M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm

Manubrio standard



	A
mini	45 cm
S	50 cm
M	55 cm
L	60 cm
XL	64 cm

Note: -----
