

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato **CE**

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 16"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.



Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco:

MISURE

COLORE TELAIO:

- Blu
- Rosso
- Verde

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti  
Misure interne

L	49,7 cm
M	27,4 cm
N	9,6 cm
<b>Portata Max.</b>	<b>25 kg</b>



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
<b>misura M</b>	Kg. 60	Kg. 23	cm 55	cm 75	cm 59-72	cm 16	cm 136	cm 45	cm 81	cm 90	cm 120-145

\*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella ( $\pm 3$ cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni

Pignone Fisso

Ruota Libera

Differenziale e Pignone Fisso

Differenziale e Ruota Libera

Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triciclo fermo e la retromarcia.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

**864** Freno a disco. SOLO PER MODELLI CON DIFFERENZIALE e SENZA CAMBIO.



**Manubrio standard**

S  M

Sinistra  Destra

Indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880. In assenza di indicazioni verrà montato a destra.



**847** Pedivelle con lunghezza regolabile riduce ulteriormente la distanza tra sella e pedale di 3,5 cm.



COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

**880** Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



**845** Sostegno avambraccio

Sinistra  Destra

mini  S-M



**875** Ferpapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra  Destra

mini  S-M



**842P** Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza.

Selezionare anche il componente 883

mini-S

M



**842T** Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883

mini-S  
 M



**883** Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto



**877** Spalliera piatta



**843** Sella divaricatrice con canotto per supporti



**876** Sella monocolo con canotto per supporti



**103** Imbottitura per sella monocolo.



**840** Ferpapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



**841** Ferpapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

Sinistra  Destra



**846** Sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

Sinistra  Destra  
 S-M  L-XL



**923** Maniglione per l'assistente.



**963** Maniglione STERZANTE, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 o 882.



**881** Limitatore di sterzata.



**882** Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



**879** Cestino anteriore




**878** Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




MISURE COMPONENTI

**842P**




	A
mini/s	8,5-14 cm
M	8,5-21 cm
L/XL	8,5-23 cm

**842T**




	A
mini/s	19-30,5 cm
M	19-40 cm
L/XL	19-46 cm

**842P - 842T**




	B	C
mini/s	10,5 cm	23 cm
M	12,5 cm	31 cm
L/XL	17,5 cm	35 cm

**843**




	A	B
mini/s	31 cm	12,5 cm
M/L/XL	40 cm	14 cm

**876**




A	31 cm
B	13,5 cm
C	9 cm

**841**



misure impronta 841			
	A	B	C
misure/S	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm
M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm

**Manubrio standard**



	A
mini	45 cm
S	50 cm
M	55 cm
L	60 cm
XL	64 cm

Note:-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----