

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE: | DATA ORDINE:              |
|                      | DATE CONSEGNA:            |
|                      | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anterioreizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite.)
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 20"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.



Prodotto Marcato **CE**



Attenzione!  
Leggere attentamente il  
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☒

MISURE


COLORE TELAIO:

- ☐ Blu
- ☐ Rosso
- ☐ Verde


Cestino portaoggetti  
Misure interne



|              |         |
|--------------|---------|
| L            | 55,3 cm |
| M            | 27,4 cm |
| N            | 9,6 cm  |
| Portata Max. | 35 kg   |



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

|           | Portata Massima | Peso Ausilio | A     | B     | C1*      | D     | E      | F       | G     | I      | Altezza Utente (H) |
|-----------|-----------------|--------------|-------|-------|----------|-------|--------|---------|-------|--------|--------------------|
| <b>XL</b> | Kg. 100         | Kg. 28       | cm 64 | cm 82 | cm 73-87 | cm 16 | cm 168 | cm 61,5 | cm 96 | cm 115 | cm 155-190         |

\*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella ( $\pm 3$ cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni

☐ Pignone Fisso

☐ Ruota Libera

☐ Differenziale e Pignone Fisso





☐ Differenziale e Ruota Libera

☐ Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triciclo fermo e la retromarcia.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO




COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE




## 842P

|        | A         |
|--------|-----------|
| mini/s | 8,5-14 cm |
| M      | 8,5-21 cm |
| L/XL   | 8,5-23 cm |




## 842T

|        | A          |
|--------|------------|
| mini/s | 19-30,5 cm |
| M      | 19-40 cm   |
| L/XL   | 19-46 cm   |




## 842P - 842T

|        | B       | C     |
|--------|---------|-------|
| mini/s | 10,5 cm | 23 cm |
| M      | 12,5 cm | 31 cm |
| L/XL   | 17,5 cm | 35 cm |




## 843

|        | A     | B       |
|--------|-------|---------|
| mini/s | 31 cm | 12,5 cm |
| M/L/XL | 40 cm | 14 cm   |




## 876

|   |         |
|---|---------|
| A | 31 cm   |
| B | 13,5 cm |
| C | 9 cm    |




## 841



|          | misure impronta 841 |                   |                 |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------|
|          | A                   | B                 | C               |
| misure/S | da 5 a 7 cm         | da 12,5 a 16,5 cm | da 6 a 7 cm     |
| M/L/XL   | da 8,2 a 9,4 cm     | da 20 a 22,5 cm   | da 10,4 a 12 cm |

## Manubrio standard



|      | A     |
|------|-------|
| mini | 45 cm |
| S    | 50 cm |
| M    | 55 cm |
| L    | 60 cm |
| XL   | 64 cm |

Note: -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----