

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino posteriore a led**.
- **Pedivelle regolabili** in lunghezza.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** azionabile tramite pulsante sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote piene da 12"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.



Prodotto Marcato



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

MISURE

COLORE TELAIO:

- Blu
- Rosso
- Rosa

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne

L	41 cm
M	18 cm
N	6,6 cm
Portata Max.	15 kg



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata massima	Peso ausilio	A	B	C1*	D	E	F	Altezza utente(H)
misura mini	Kg. 30	Kg. 15,5	cm 45	cm 62	cm 39-53	cm 12	cm 103	cm 36	cm 90-110

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

SCEGLI UNA DELLE CONFIGURAZIONI >



Indicare la posizione del freno sul Manubrio Standard o sulle maniglie ergonomiche 880

Sinistra Destra

In assenza di indicazioni verrà montato a destra.

COMPLEMENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche.



845 Sostegno avambraccio.

Sinistra Destra



875 Fermapolsa con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra Destra



842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883.



842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883.



883 Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto.



877 Spalliera piatta.



843 Sella divaricatrice con canotto per supporti.



876 Sella monocolo con canotto per supporti.



103 Imbottitura per sella monocolo.



840 Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



841 Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

Sinistra Destra



846 Sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

Sinistra Destra



923 Maniglione per l'assistente.



963 Maniglione STERZANTE, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 e 882.



881 Limitatore di sterzata.



882 Limitatore di sterzata con molle per riportare lo sterzo alla posizione centrale.



879 Cestino anteriore.



