

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite.)
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 20"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco:

MISURE

COLORE TELAIO:


- Blu
- Rosso
- Verde

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne

L	49,7 cm
M	27,4 cm
N	9,6 cm
Portata Max.	35 kg



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
Large	Kg. 90	Kg. 25,5	cm 60	cm 75	cm 69-83	cm 16	cm 162	cm 56,5	cm 95	cm 100	cm 140-165

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni

<input type="checkbox"/> Pignone Fisso	<input type="checkbox"/> Ruota Libera	<input type="checkbox"/> Differenziale e Pignone Fisso	<input type="checkbox"/> Differenziale e Ruota Libera	<input type="checkbox"/> Differenziale e "Switch" system. Consente di passare da ruota libera a pignone fisso e viceversa. NEW	<input type="checkbox"/> Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triclo fermo e la retromarcia.
---	--	---	--	--	---

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

<input type="checkbox"/> 864 Freno a disco. SOLO PER MODELLI CON DIFFERENZIALE e SENZA CAMBIO. Non disponibile con "Switch" system.	<input type="checkbox"/> 847 Pedivelle con lunghezza regolabile riduce ulteriormente la distanza tra sella e pedale di 3,5 cm e 5 cm.	Manubrio <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra	Indicare la posizione del freno sul Manubrio Standard. In assenza di indicazioni verrà montato a destra.
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

<input type="checkbox"/> 880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio. <i>Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche</i>	<input type="checkbox"/> 845 Sostegno avambraccio. Misura L-XL. <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra	<input type="checkbox"/> 875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente. Misura L-XL. <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra	<input type="checkbox"/> 842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883. <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L-XL
<input type="checkbox"/> 842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883. <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L-XL	<input type="checkbox"/> 883 Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica). Selezionare anche il modello del supporto.	<input type="checkbox"/> 877 Spalliera piatta.	
<input type="checkbox"/> 843 Sella divaricatrice con canotto per supporti.	<input type="checkbox"/> 876 Sella monociclo con canotto per supporti.	<input type="checkbox"/> 103 Imbottitura per sella monociclo.	
<input type="checkbox"/> 112 Sella comfort maggiorata. Con maggiore superficie di appoggio. NEW	<input type="checkbox"/> 840 Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio).	<input type="checkbox"/> 841 Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto. <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra	<input type="checkbox"/> 846 sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841. <input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra <input type="checkbox"/> S-M <input type="checkbox"/> L-XL

881 Limitatore di sterzata.



882 Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



879 Cestino anteriore.




878 Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




COMPONENTS MEASURES

842P




	A
mini/S	8,5-14 cm / 3,3-5,5 in
M	8,5-21 cm / 3,3-8,3 in
L/XL	8,5-23 cm / 3,3-9 in

842T




	A
mini/S	19-30,5 cm / 7,4-12 in
M	19-40 cm / 7,4-15,7 in
L/XL	19-46 cm / 7,4-18,1 in

842P - 842T




	B	C
mini/S	10,5 cm / 4,1 in	23 cm / 9 in
M	12,5 cm / 4,9 in	31 cm / 12,2 in
L/XL	17,5 cm / 6,8 in	35 cm / 13,7 in

843




	A	B
mini/S	31 cm / 12,2 in	12,5 cm / 4,9 in
M/L/XL	40 cm / 15,7 in	14 cm / 5,5 in

876




A	31 cm / 12,2 in
B	13,5 cm / 5,3 in
C	9 cm / 3,5 in

Standard saddle




	A	B
mini/S	25 cm / 9,8 in	17 cm / 6,7 in
M/L/XL	25,5 cm / 10 in	20 cm / 7,8 in

112




	A	B
mini/S	25,5 cm / 10 in	20 cm / 7,8 in
M/L/XL	25,5 cm / 10 in	24,5 cm / 9,6 in

841



841 foot imprint size			
	A	B	C
mini/S	from 5 to 7 cm / 1,9 to 2,7 in	from 12,5 to 16,5 cm / 4,9 to 6,5 in	from 6 to 7 cm / 2,3 to 2,7 in
M/L/XL	from 8,2 to 9,4 cm / 3,2 to 3,7 in	from 20 to 22,5 cm / 7,8 to 8,8 in	from 10,4 to 12 cm / 4 to 4,7 in

Standard handlebar



	A
mini	45 cm / 17,7 in
S	50 cm / 19,6 in
M	55 cm / 21,6 in
L	60 cm / 23,6 in
XL	64 cm / 25,2 in

Note: