

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato

### CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino posteriore a led**.
- **Pedivelle regolabili** in lunghezza.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** azionabile tramite pulsante sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote piene da 12"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.



Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

### MISURE

COLORE TELAIO:

- Blu
- Rosso
- Rosa

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti  
Misure interne

L	41 cm
M	18 cm
N	6,6 cm
Portata Max.	15 kg



C1= C2-2cm

NEW



C2= lunghezza gamba

	Portata massima	Peso ausilio	A	B	C1*	D	E	F	Altezza utente(H)
<b>misura mini</b>	Kg. 30	Kg. 15,5	cm 45	cm 62	cm 39-53	cm 12	cm 103	cm 36	cm 90-110

\*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella ( $\pm 3$ cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

SCEGLI UNA DELLE CONFIGURAZIONI >

**Pignone fisso**

**Ruota libera**

**"Switch" system**  
Consente di passare da ruota libera a pignone fisso e viceversa.

**NEW**

Indicare la posizione del freno sul Manubrio Standard o sulle maniglie ergonomiche 880

Sinistra  Destra

In assenza di indicazioni verrà montato a destra.

COMPLEMENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

**880** Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche.



**845** Sostegno avambraccio.

Sinistra  Destra



**875** Fermapolsa con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra  Destra



**842P** Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883.



**842T** Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883.



**883** Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto.



**877** Spalliera piatta.



**843** Sella divaricatrice con canotto per supporti.



**876** Sella monociclo con canotto per supporti.



**103** Imbottitura per sella monociclo.



**112** Sella maggiorata, con maggiore superficie di appoggio.



**840** Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



**841** Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

Sinistra  Destra



**846** sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

Sinistra  Destra












**923** Maniglione per l'assistente.



<p><input type="checkbox"/> <b>963</b> Maniglione STERZANTE, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 e 882.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>881</b> Limitatore di sterzata.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>882</b> Limitatore di sterzata con molle per riportare lo sterzo alla posizione centrale.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>879</b> Cestino anteriore.</p> 
--	--	---	---

MISURE COMPONENTI

<p><b>842P</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>8,5-14 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>8,5-21 cm</td> </tr> <tr> <td>L/XL</td> <td>8,5-23 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	mini/s	8,5-14 cm	M	8,5-21 cm	L/XL	8,5-23 cm	<p><b>842T</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>19-30,5 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19-40 cm</td> </tr> <tr> <td>L/XL</td> <td>19-46 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	mini/s	19-30,5 cm	M	19-40 cm	L/XL	19-46 cm	<p><b>842P - 842T</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>10,5 cm</td> <td>23 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>12,5 cm</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>L/XL</td> <td>17,5 cm</td> <td>35 cm</td> </tr> </tbody> </table>		B	C	mini/s	10,5 cm	23 cm	M	12,5 cm	31 cm	L/XL	17,5 cm	35 cm						
	A																																			
mini/s	8,5-14 cm																																			
M	8,5-21 cm																																			
L/XL	8,5-23 cm																																			
	A																																			
mini/s	19-30,5 cm																																			
M	19-40 cm																																			
L/XL	19-46 cm																																			
	B	C																																		
mini/s	10,5 cm	23 cm																																		
M	12,5 cm	31 cm																																		
L/XL	17,5 cm	35 cm																																		
<p><b>843</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>31 cm</td> <td>12,5 cm</td> </tr> <tr> <td>M/L/XL</td> <td>40 cm</td> <td>14 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	mini/s	31 cm	12,5 cm	M/L/XL	40 cm	14 cm	<p><b>876</b></p>  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>31 cm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>13,5 cm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>9 cm</td> </tr> </tbody> </table>	A	31 cm	B	13,5 cm	C	9 cm	<p><b>Sella standard</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>25 cm</td> <td>17 cm</td> </tr> <tr> <td>M/L/XL</td> <td>25,5 cm</td> <td>20 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	mini/s	25 cm	17 cm	M/L/XL	25,5 cm	20 cm	<p><b>112</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini/s</td> <td>25,5 cm</td> <td>20 cm</td> </tr> <tr> <td>M/L/XL</td> <td>25,5 cm</td> <td>24,5 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	mini/s	25,5 cm	20 cm	M/L/XL	25,5 cm	24,5 cm
	A	B																																		
mini/s	31 cm	12,5 cm																																		
M/L/XL	40 cm	14 cm																																		
A	31 cm																																			
B	13,5 cm																																			
C	9 cm																																			
	A	B																																		
mini/s	25 cm	17 cm																																		
M/L/XL	25,5 cm	20 cm																																		
	A	B																																		
mini/s	25,5 cm	20 cm																																		
M/L/XL	25,5 cm	24,5 cm																																		
<p><b>841</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">misure impronta 841</th> </tr> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>misure/s</td> <td>da 5 a 7 cm</td> <td>da 12,5 a 16,5 cm</td> <td>da 6 a 7 cm</td> </tr> <tr> <td>M/L/XL</td> <td>da 8,2 a 9,4 cm</td> <td>da 20 a 22,5 cm</td> <td>da 10,4 a 12 cm</td> </tr> </tbody> </table>		misure impronta 841					A	B	C	misure/s	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm	M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm	<p><b>Manubrio standard</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mini</td> <td>45 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>55 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>60 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>64 cm</td> </tr> </tbody> </table>			A	mini	45 cm	S	50 cm	M	55 cm	L	60 cm	XL	64 cm					
misure impronta 841																																				
	A	B	C																																	
misure/s	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm																																	
M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm																																	
	A																																			
mini	45 cm																																			
S	50 cm																																			
M	55 cm																																			
L	60 cm																																			
XL	64 cm																																			

Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_