

- BASE per uso ESTERNO
- BASE per uso INTERNO

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

SISTEMA DI POSTURA MODULARE posizionabile su BASE DA INTERNO e DA ESTERNO



CARATTERISTICHE

UNITÀ DI SEDUTA REVERSIBILE, BASCULANTE E REGOLABILE.

- **Unità di seduta basculante** con molla a gas, **removibile** con sistema di aggancio/sgancio pratico, sicuro e a prova di errore, reversibile fronte mamma (base da esterno) in modo rapido, **dotato di sistema di sicurezza visivo**. Lo schienale è regolabile in altezza, la seduta in profondità in maniera precisa e continua e in larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- L'unità di seduta ha una tappezzeria estremamente traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare, composta da:
 - » **Tappezzeria portante non estraibile**: la trama dal design essenziale permette un'eccellente **traspirabilità** che riduce la sudorazione e la formazione dei batteri. La composizione del tessuto permette una **facile igienizzazione**. **Mantiene la performance anche a carichi elevati, è ignifuga** secondo la classe I di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
 - » **Rivestimento asportabile** è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, leggero e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'ottimale **distribuzione del peso** ed un **ottimo comfort**. Il tessuto esterno è anche estremamente resistente all'abrasione. Ignifugo secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Lavabile a 40°. Facilmente estraibile per il lavaggio con **tempi veloci di asciugatura**.
- **Schienale** reclinabile tramite molla a gas e regolabile in altezza in maniera precisa e continua. Lo schienale è **sagomato con forma contenitiva** e grazie alla resistente tappezzeria portante e alle **barre di alluminio**, garantisce un valido supporto confortevole e traspirante.
- **Poggiatesta** incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando l'unità di seduta è basculata e/o lo schienale reclinato.
- **Comprensivo di cintura ad angolo regolabile mod. 947.**
- **Braccioli** ampi e imbottiti, multiregolabili in altezza, larghezza e inclinazione (seguono le regolazioni delle pelotte al bacino).
- **Pelotte al bacino** di contenimento regolabili in larghezza, rotazione e profondità in maniera indipendente.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Pedana unica regolabile con fermatalloni** oppure **pedane separate regolabili** (componente mod. 957).
- **Contenimenti laterali spalle** mod. 967 di serie nella versione da esterno.

BASE da ESTERNO (CRASH TESTED secondo le norme ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19) reversibile fronte mamma

- **Telaio** compatto e leggero dal **nuovo** design innovativo, facilmente manovrabile e chiudibile, con maniglione regolabile nell'inclinazione. **Riduce l'ingombro in profondità.**
- **Ruote** piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da 17 cm con direzionatori, posteriori da 25 cm con ammortizzatori e freni a tamburo e di stazionamento indipendenti.

BASE da INTERNO regolabile in altezza

- **Telaio compatto e regolabile in altezza** - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale.**
- **Basculazione attiva** utile per posizionare il bambino in posizione attiva, per svolgere attività che stimolano il raddrizzamento e l'attivazione della muscolatura posteriore.
- **Ruote gemellate piene piroettanti** da 7,5 cm, con **rivestimento in gomma** e freni di stazionamento.



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

SCEGLI IL COLORE DELL'UNITÀ DI SEDUTA POSTURALE

☐ Rosa corallo

☐ Azzurro


☐ Marrone



SCEGLI LA BASE (selezionabili anche entrambe)


☐ BASE DA ESTERNO

☐ BASE DA INTERNO




ALTEZZA UTENTE:
75-105 cm
PORTATA MAX: 25 kg

TABELLA MISURE in cm



Unità di Seduta
su base da esterno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
34	16-26	57	42-52	51	72	45°	16-26	11,5-14	30°	15-25	31	65	69	49	57	80	10,8 kg	9,7 kg	20,5 kg



Unità di Seduta
su base da interno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
34	16-26	53	42-52	45-65	65	45°	16-26	11,5-14	40°	15-25	40	14,3 kg	9,7 kg	24 kg

COMPONENTI AGGIUNTIVI per ENTRAMBE LE BASI

☐ **863 Poggiatesta posturale**
regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e profondità. Con supporti laterali regolabili. Misura mini/S.



☐ **942 Poggiatesta ergonomico e modellabile**, regolabile in altezza, inclinazione, profondità e larghezza con allette regolabili. Misura mini/S.




☐ **835 Poggiatesta imbottito, sagomato e contenitivo**. Regolabile in altezza.



☐ **852 Poggiatesta con protezioni laterali** regolabile in larghezza. Misura mini/S.



☐ **838 Pelotte toracali** regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.



967 Contenimenti laterali spalle. Di serie su base da esterno.
☐ Componente da opzionare per la base da interno



☐ **868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco** regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.



☐ **853 Pettorina a bretellaggio**.



☐ **853H Pettorina a bretellaggio ad H**.



947 Cintura pelvica ad angolo regolabile di serie.



☐ **834N Divaricatore imbottito stretto**. Misura mini/S.



☐ **834R Divaricatore imbottito regolabile in abduzione**. Misura mini/S.



☐ **969 Kit cunei posturali**.




☐ **824 Tavolo trasparente** regolabile in altezza, profondità e inclinazione.



☐ **827 Cinturini fermapiedi** per pedana unica.



☐ **957 Poggia gambe con pedane separate**. Reg. in altezza, inclinazione e abduzione in modo indipendente.



☐ **960 Fermatalloni**, solo con poggia gambe 957



☐ **962 Fermapiedi + Fermatalloni**, solo con poggia gambe 957



☐ **892 Tappezzeria imbottita** per pedana unica. Asportabile per il lavaggio.



☐ **972 Rialzo imbottito** per pedana unica.



COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da ESTERNO

☐ **819 Cappottina versatile**.



☐ **825 Sacca parapigioggia**. Solo con cappottina 819.



☐ **839 Appoggiamani imbottito**, regolabile in altezza e inclinazione.



☐ **818 Sacca termica** imbottita.



☐ **858 Cestino porta oggetti e porta respiratore**.



☐ **935 Cestino porta bombola**.



☐ **891 Ancoraggi (4 anelli)** Per il trasporto in direzione del senso di marcia del veicolo in movimento (auto, bus, ecc...)



CONFORME
ISO 7176/19 e
ANSI RESNA WC/19



☐ **922** Porta bottiglia o
borraccia.



☐ **905** Freno manuale.



COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da INTERNO



☐ **961** Pelotte per
gomito. Regolabili in altezza.





☐ **824B**
Tavolo resistente e
igienico, idoneo al
contatto con alimenti.
Multiregolabile.




863




942




852




835




838




947




868




853H




853



969




834R




834N

mini/Small
A = 12 cm
B = 4 cm
C = 14 cm




824B

A = 16 cm
B = 38 cm
C = 53 cm
D = 64 cm




824

A = 9 cm
B = 21 cm
C = 31 cm
D = 39 cm




858

A = 16 cm
B = 40 cm
C = 27 cm



957

A = 15° di abduzione
su base da interno
A = 5° di abduzione
su base da esterno



972

A = 11 - 21 cm

