

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE: | DATA ORDINE:              |
|                      | DATA CONSEGNA:            |
|                      | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |



misura

**M**

**CARATTERISTICHE**

- **Telaio base** verniciato con polveri epossidiche atossiche. Compatto e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale e tipico della "famiglia di prodotto GRILLO" consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.
- Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**, composta da:
  - » Tappezzeria portante non estraibile: la trama dal design essenziale permette un'eccellente traspirabilità che **riduce la sudorazione e la formazione dei batteri**. La composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio con tempi di asciugatura rapidi. Mantiene la **performance anche a carichi elevati, è ignifuga** secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
  - » Rivestimento asportabile è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un ottimo comfort. Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione. Ignifuga** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Schienale** regolabile in altezza ed inclinazione tramite molla a gas. Abbattibile per il trasporto.
- **Bracciali** morbidi, regolabili in altezza, inclinazione, larghezza e rotazione.
- **Pelotte** al bacino **multiregolabili** per un maggior contenimento. Regolabili in larghezza, rotazione e in profondità.
- **Regolazioni sicure senza il rischio di perdere la vite.**
- **Seduta** basculabile tramite molla a gas; regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- **Cintura Pelvica 947** fornita di serie.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Poggiapolpacci** regolabili in altezza e profondità.
- **Poggiapiedi** ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.
- **4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate**, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione. Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.

Marcato

**Attenzione!**  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

**Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco**

**MISURE**


Colore Tappezzeria schienale:

Colore Telaio: **bianco**

- Rosso  Rosa  Blu

**tabella misure in cm con e senza poggiatesta esterno**

Con il poggiatesta esterno 863 non alzare lo schienale oltre la linea rossa.



|               | A        | B        | C1       | C2       | D        | E     | F     | G     | L        | M     | Peso Ausilio | Portata Massima | Altezza Utente (H) |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------|
| <b>Medium</b> | 25-35 cm | 28-43 cm | 40-55 cm | 40-70 cm | 16-20 cm | 20 cm | 58 cm | 74 cm | 25-40 cm | 70 cm | 24,3 kg      | 45 kg           | 110-145 cm         |



## DA COMPLETARE CON IL POGGIATESTA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>865</b> Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.  | <input type="checkbox"/> <b>835</b> Poggiatesta sagomata con contenimento laterale e occipitale regolabile in altezza. | <input type="checkbox"/> <b>863</b> Poggiatesta posturale che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità. |
|  |                                       |   |

PER AGEVOLARE LA GESTIONE DELLA SALITA E DISCESA DEL DISPOSITIVO SCEGLIERE UNA DELLE DUE MOLLE A GAS:

- STANDARD (600N) consigliata per utenti con peso fino a 45 kg.
- PIÙ LEGGERA (400N) consigliata per utenti con peso fino a 35 kg.

 IN CASO DI MANCATA SELEZIONE del modello di poggiatesta, e del tipo di molla a gas, il seggiolone verrà inviato con il poggiatesta 865 più semplice e con la molla a gas STANDARD.




## COMPONENTI AGGIUNTIVI

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>947</b> Cintura pelvica ad angolo variabile (fornita di serie)<br><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M | <b>920</b> Cintura pelvica a quattro punti<br><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M | <b>838</b> Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.<br><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> <b>868</b> Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. | <input type="checkbox"/> <b>961</b> Pelotte per gomito   |
|    |                   |    |    |    |
| <b>853</b> Pettorina a bretellaggio<br><input type="checkbox"/> S  | <b>853 slim</b> Pettorina sagomata a quattro punti<br><input type="checkbox"/> M                    | <b>834R</b> Divaricatore imbottito regolabile in profondità e abduzione.<br><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M         | <b>834N</b> Divaricatore imbottito stretto (narrow)<br><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M                       | <input type="checkbox"/> <b>824</b> Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli. |
|   |                  |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> <b>960</b> Fermatalloni   | <input type="checkbox"/> <b>962</b> Fermapiedi + Fermatalloni                                       | Note: _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |   |  |
|   |                  |  |   |  |

MISURE COMPONENTI


**863**

A= 17 cm  
 B= 13-19 cm




**835**

S/M A=18 cm




**947**



small  
 A=19 cm  
 B=6 cm

medium  
 A=25,5 cm  
 B=8 cm


**920**



small  
 A=16 cm  
 B=15,5 cm

medium  
 A=23 cm  
 B=19 cm


**838**




small  
 A=10 cm  
 B=12 cm

medium  
 A=11 cm  
 B=17 cm

C=21-29 cm




**868**




small  
 A=26 cm  
 B=9 cm

**853**




small  
 A=25 cm  
 B=34 cm

**853 slim**



medium  
 A=33 cm  
 B=46 cm  
 C=5 cm


**834R**



mini/s  
 A=12 cm  
 B=8-10 cm  
 C=9 cm

medium  
 A=14 cm  
 B=10-13 cm  
 C=13 cm


**834N**



mini/s  
 A=12 cm  
 B=4 cm  
 C=14 cm

medium  
 A=15 cm  
 B=4 cm  
 C=17 cm


**824**



A= 16 cm  
 B= 38 cm  
 C= 53 cm  
 D= 64 cm

BRACCIOLI REGOLABILI IN LARGHEZZA E ROTAZIONE

**NEW**



VISTA DA SOPRA