

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

**CARATTERISTICHE**

- **Telaio base verniciato con polveri epossidiche atossiche.** Compatto e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale e tipico della "famiglia di prodotto GRILLO" consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.
- Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**, composta da:
  - » Tappezzeria portante non estraibile: la trama dal design essenziale permette un'eccellente traspirabilità che **riduce la sudorazione e la formazione dei batteri**. La composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio con tempi di asciugatura rapidi. Mantiene la **performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
  - » Rivestimento asportabile è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'ottimale distribuzione del peso ed un ottimo comfort. Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione**. **Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Schienale** regolabile in altezza ed inclinazione tramite molla a gas. Abbattibile per il trasporto.
- **Bracciali** morbidi, regolabili in altezza, inclinazione, larghezza e rotazione.
- **Pelotte** al bacino **multiregolabili** per un maggior contenimento. Regolabili in larghezza, rotazione e in profondità.
- **Regolazioni sicure senza il rischio di perdere le vite.**
- **Seduta** basculabile tramite molla a gas; regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- **Cintura Pelvica 947** fornita di serie.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Poggiapolpacci** regolabili in altezza e profondità.
- **Poggiapiedi** ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.
- **4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate**, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione. Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.



Marcato CE

⚠ Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

**Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco**



**MISURE**


Colore Tappezzeria schienale:

Colore Telaio: **bianco**



**tabella misure in cm con e senza poggiatesta esterno**

⚠ Con il poggiatesta esterno 863 non alzare lo schienale oltre la linea rossa.



	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Peso Ausilio	Portata Massima	Altezza Utente(H)
<b>Mini</b>	16-26 cm	16-26 cm	30-41 cm	30-50 cm	12-15 cm	15 cm	49 cm	59 cm	15-25 cm	68 cm	20,4 kg	25 kg	75-105 cm

## DA COMPLETARE CON IL POGGIATESTA

**865 Poggiatesta imbottito** regolabile in altezza.



**835 Poggiatesta sagomato con contenimento laterale e occipitale** regolabile in altezza.



**863 Poggiatesta posturale** che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità.



In caso di mancata selezione del modello di poggiatesta, il seggiolone verrà inviato con il modello 865, più semplice.

## COMPONENTI AGGIUNTIVI

**947 Cintura pelvica ad angolo variabile (fornita di serie).**



**838 Pelotte toracali,** regolabili in altezza, larghezza e in senso trasversale. *Rivestite con materiale traspirante estraibili per il lavaggio.*



**868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco,** regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. *Rivestite con materiale traspirante estraibili per il lavaggio.*



**961 Pelotte per gomito.**

*Rivestite con materiale traspirante estraibili per il lavaggio.*



**853 Pettorina a bretellaggio.**



**834R Divaricatore imbottito,** regolabile in profondità e abduzione.



**834N Divaricatore imbottito stretto (narrow).** **Regolabile** in profondità insieme alla seduta.



**824 Tavolo con incavo avvolgente,** regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.



**960 Fermatalloni.**



**962 Fermapiedi + Fermatalloni.**



Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MISURE COMPONENTI


**863**

A= 15 cm  
B= 13-19 cm




**835**

mini A=16 cm




**947**




mini  
A=16 cm  
B=5 cm

**838**




mini  
A=9 cm  
B=7 cm

C=12-20 cm




**868**




mini  
A=23 cm  
B=9 cm

**853**




mini  
A=20,5 cm  
B=28 cm

**834R**




mini/S  
A=12 cm  
B=8-10 cm  
C=9 cm

**834N**



mini/S  
A=12 cm  
B=4 cm  
C=14 cm



**824**



A= 16 cm    C= 53 cm  
B= 38 cm    D= 64 cm

BRACCIOLI REGOLABILI IN LARGHEZZA E ROTAZIONE

**NEW**



VISTA DA SOPRA