

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

- **Telaio** fisso in acciaio verniciato. **Base** stretta per facili accessi in ascensore
- **Rivestimento** in materiale plastico speciale ignifugo, semielastico indistruttibile e lavabile, igienico, traspirante e antiscivolo
- **Poggiatesta** antibatterico, ampio e avvolgente, imbottito, lavabile e regolabile in altezza, in rotazione verticale ed in senso antero-posteriore
- **Schienale** avvolgente, regolabile in inclinazione con molla a gas.
- **Seduta** ergonomica leggermente inclinata, disponibile in 3 larghezze e regolabile nella profondità in 2 posizioni
- **Fianchi** chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza e imbottiti
- **Paraspigoli** imbottiti per le ginocchia
- **Poggiagambe** regolabile con grande fascia di sostegno imbottita
- **Pedana** unica ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'assistente, la salita e la discesa dell'utilizzatore
- **Ruote** impermeabili anteriori da cm 20 e posteriori da cm 30 con **freno** a tamburo azionabile tramite un unico comando a pedale; misura 50 con ruote pneumatiche.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Marcato CE

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




M
I
S
U
R
E

- 203-5 mis. 40 Telaio: **cromato**
Colore Tappezzerie: **blu** (accessorio 836)
- 203-5 mis. 45 Colore Rivestimento in Corda Plastica: **blu metallizzato**
- 203-5 mis. 50



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

	misura 40	misura 45	misura 50
A: larghezza sedile	cm 40	cm 45	cm 50
B: larghezza ruote	cm 52	cm 57	cm 62
C: larghezza schienale	cm 49	cm 54	cm 59
D: Ingombro in larghezza	cm 59	cm 64	cm 69
Peso ausilio	kg 25,4	kg 26	kg 26,5
Portata massima	kg 100	kg 110	kg 110



C
O
M
P
O
N
E
N
T
I
A
G
G
I
U
N
T
I
V
I

824-R
Tavolo reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza. Cod. ISO 18.09.18.229

824-F
Tavolo fisso, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



894
Cintura pelvica a 45°

834 Cuneo divaricatore imbottito
Regolabile in altezza e in antero/posteriore.

836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiagambe. Asportabile per il lavaggio.

827 Cinturini fermapièdi

892 Tappezzeria imbottita per pedana
Asportabile per il lavaggio.

896 Tappezzeria tavolo
Asportabile per il lavaggio.

933 Asta portaflebo

