

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Comprensivi di
tavolo, sostegno
per il tronco e
fermapiedi

STANDY 4
grande per
adulti



STANDY 3
medio

Testato TÜV Berlino
Registrato FDA (USA)
Marcato CE

CARATTERISTICHE

Standy è costituito da una ROBUSTA STRUTTURA in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche

- **Tavolo** in legno rivestito con laminato plastico, regolabile in altezza e asportabile
- **Ginocchiere** imbottite regolabili in larghezza, profondità e altezza
- **Spinta posteriore e sostegno pettorale** imbottiti; sostegno registrabile per le braccia
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità
- **Pedana** in lamiera di alluminio mandorlato antiscivolo
- **Ruote** consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra inclinandolo, senza l'utilizzatore

COD. ISO per STANDY 3 e per STANDY 4 (riconducibile): 03.48.21.036 03.48.21.118 03.48.21.103

03.48.21.112x2


Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. Il medico prescrittore, ai sensi dell'art.1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE"

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

☐ STANDY 3




Colore Telaio: **bronzo**
Colore Tappezzeria: **marrone**



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e
manutenzione

MISURA	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C	D	E	F	G	H	L
STANDY 3	90 kg	30 kg	89 cm	76 cm	63-93 cm	81-121 cm	69 cm	24-49 cm	74 cm	110-160 cm	30 cm
STANDY 4	120 kg	38 kg	100 cm	85 cm	72-106 cm	84-129 cm	79 cm	30-57 cm	80 cm	135-180 cm	39 cm

☐ STANDY 4



COMPONENTI AGGIUNTIVI

865 Poggiatesta

ricond. per funz. al Cod. ISO 18.09.39.027



857 Spinta laterale per bacino

 1 pz.

 2 pz.




945 Asta apertura spinta posteriore per Standy 4



861 Set di 4 ruote con freno



902 Fermapiedi anteriori con cinturini



Note: