

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	



Prodotto Marcato CE

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino anteriore e posteriore a led**.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite.)
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 20"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.




Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☒

COLORE TELAIO:

- ☐ Blu
- ☐ Rosso
- ☐ Verde

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne


L	49,7 cm
M	27,4 cm
N	9,6 cm
Portata Max.	35 kg



MISURE



C1= C2-2cm



C2= lunghezza gamba

	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
Large	Kg. 90	Kg. 25,5	cm 60	cm 75	cm 69-83	cm 16	cm 162	cm 56,5	cm 95	cm 100	cm 140-165

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni

☐ Pignone Fisso	☐ Ruota Libera	☐ Differenziale e Pignone Fisso	☐ Differenziale e Ruota Libera	☐ Differenziale e "Switch" system. Consente di passare da ruota libera a pignone fisso e viceversa. NEW	☐ Cambio a tre velocità con differenziale. Consente la frenatura con la contro pedalata, il cambio a triclo fermo e la retromarcia.
---	--	---	--	---	---

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

☐ 864 Freno a disco. SOLO PER MODELLI CON DIFFERENZIALE e SENZA CAMBIO. Non disponibile con "Switch" system.	☐ 847 Pedivelle con lunghezza regolabile riduce ulteriormente la distanza tra sella e pedale di 3,5 cm e 5 cm.	Manubrio ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ M ☐ L	Indicare la posizione del freno sul Manubrio Standard. In assenza di indicazioni verrà montato a destra.

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

☐ 880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio. Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche 	☐ 845 Sostegno avambraccio. Misura L-XL. ☐ Sinistra ☐ Destra 	☐ 875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente. Misura L-XL. ☐ Sinistra ☐ Destra 	☐ 842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883. ☐ M ☐ L-XL
☐ 842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883. ☐ M ☐ L-XL 	☐ 883 Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica). Selezionare anche il modello del supporto. 	☐ 877 Spalliera piatta. 	
☐ 843 Sella divaricatrice con canotto per supporti. 	☐ 876 Sella monociclo con canotto per supporti. 	☐ 103 Imbottitura per sella monociclo. 	
☐ 112 Sella comfort maggiorata. Con maggiore superficie di appoggio. NEW 	☐ 840 Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio). 	☐ 841 Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto. ☐ Sinistra ☐ Destra 	☐ 846 sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841. ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ S-M ☐ L-XL

☐ **881** Limitatore di sterzata.



☐ **882** Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



☐ **879** Cestino anteriore.




☐ **878** Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




COMPONENTS
MEASURES

842P




A	
mini/s	8,5-14 cm / 3,3-5,5 in
M	8,5-21 cm / 3,3-8,3 in
L/XL	8,5-23 cm / 3,3-9 in

842T




A	
mini/s	19-30,5 cm / 7,4-12 in
M	19-40 cm / 7,4-15,7 in
L/XL	19-46 cm / 7,4-18,1 in

842P - 842T




	B	C
mini/s	10,5 cm / 4,1 in	23 cm / 9 in
M	12,5 cm / 4,9 in	31 cm / 12,2 in
L/XL	17,5 cm / 6,8 in	35 cm / 13,7 in

843




	A	B
mini/s	31 cm / 12,2 in	12,5 cm / 4,9 in
M/L/XL	40 cm / 15,7 in	14 cm / 5,5 in

876




A	31 cm / 12,2 in
B	13,5 cm / 5,3 in
C	9 cm / 3,5 in

Standard saddle




	A	B
mini/s	25 cm / 9,8 in	17 cm / 6,7 in
M/L/XL	25,5 cm / 10 in	20 cm / 7,8 in

112




	A	B
mini/s	25,5 cm / 10 in	20 cm / 7,8 in
M/L/XL	25,5 cm / 10 in	24,5 cm / 9,6 in

841



841 foot imprint size			
	A	B	C
mini/s	from 5 to 7 cm / from 1,9 to 2,7 in	from 12,5 to 16,5 cm / from 4,9 to 6,5 in	from 6 to 7 cm / from 2,3 to 2,7 in
M/L/XL	from 8,2 to 9,4 cm / from 3,2 to 3,7 in	from 20 to 22,5 cm / from 7,8 to 8,8 in	from 10,4 to 12 cm / from 4 to 4,7 in

Standard handlebar



	A
mini	45 cm / 17,7 in
S	50 cm / 19,6 in
M	55 cm / 21,6 in
L	60 cm / 23,6 in
XL	64 cm / 25,2 in

Note: _____
