

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato CE

CARATTERISTICHE

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello**.
- **Fanalino posteriore a led**.
- **Pedivelle regolabili** in lunghezza.
- **Freno anteriore** con **dispositivo di bloccaggio** azionabile tramite pulsante sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 16"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore**.



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE


COLORE TELAIO:

- ☐ Blu
- ☐ Rosso
- ☐ Rosa


Cestino portaoggetti
Misure interne



L	44,9 cm
M	23,6 cm
N	6,6 cm
Portata Max.	25 kg




C1= C2-2cm



	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
misura S	Kg. 45	Kg. 20	cm 50	cm 69	cm 47-63	cm 16	cm 119	cm 41	cm 74	cm 80	cm 100-125

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni



COMPONENTE OPZIONABILE SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

Manubrio Standard



Indicare la posizione del freno sul Manubrio :



In assenza di indicazioni verrà montato a destra.



COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

☐ **880** Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



845 Sostegno avambraccio



875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.



☐ **842P** Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza. Selezionare anche il componente 883



☐ **842T** Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883.



☐ **883** Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto.



☐ **877** Spalliera piatta.



☐ **843** Sella divaricatrice con canotto per supporti.



☐ **876** Sella monociclo con canotto per supporti.



☐ **103** Imbottitura per sella monociclo.




☐ **112** Sella maggiorata, con maggiore superficie di appoggio.
NEW




☐ **840** Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



841 Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.



846 Sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.



☐ **923** Maniglione per l'assistente.



☐ **963** Maniglione STERZANTE, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 o 882.



☐ **881** Limitatore di sterzata.



☐ **882** Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



☐ **879** Cestino anteriore




☐ **878** Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.




MISURE COMPONENTI

842P




	A
mini/s	8,5-14 cm
M	8,5-21 cm
L/XL	8,5-23 cm

842T




	A
mini/s	19-30,5 cm
M	19-40 cm
L/XL	19-46 cm

842P - 842T




	B	C
mini/s	10,5 cm	23 cm
M	12,5 cm	31 cm
L/XL	17,5 cm	35 cm

843




	A	B
mini/s	31 cm	12,5 cm
M/L/XL	40 cm	14 cm

876




A	31 cm
B	13,5 cm
C	9 cm

Sella standard




	A	B
mini/s	25 cm	17 cm
M/L/XL	25,5 cm	20 cm

112




	A	B
mini/s	25,5 cm	20 cm
M/L/XL	25,5 cm	24,5 cm

841



	misure impronta 841		
	A	B	C
misure/s	da 5 a 7 cm	da 12,5 a 16,5 cm	da 6 a 7 cm
M/L/XL	da 8,2 a 9,4 cm	da 20 a 22,5 cm	da 10,4 a 12 cm

Manubrio standard



	A
mini	45 cm
S	50 cm
M	55 cm
L	60 cm
XL	64 cm

Note: _____
