

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** fisso in acciaio verniciato. **Base** stretta per facili accessi in ascensore
- **Rivestimento** in materiale plastico speciale ignifugo, semielastico indistruttibile e lavabile, igienico, traspirante e antiscivolo
- **Poggiatesta** antibatterico, ampio e avvolgente, imbottito, lavabile e regolabile in altezza, in rotazione verticale ed in senso antero-posteriore
- **Schienale** avvolgente, regolabile in inclinazione con molla a gas.
- **Seduta** ergonomica leggermente inclinata, disponibile in 3 larghezze e regolabile nella profondità in 2 posizioni
- **Fianchi** chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza e imbottiti
- **Paraspigoli** imbottiti per le ginocchia
- **Poggiagambe** regolabile con grande fascia di sostegno imbottita
- **Pedana** unica ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'assistente, la salita e la discesa dell'utilizzatore
- **Ruote** impermeforabili anteriori da cm 20 e posteriori da cm 30 con **freno** a tamburo azionabile tramite un unico comando a pedale; misura 50 con ruote pneumatiche.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Marcato CE


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



MISURE

- ☐ 203-5 mis. 40 Telaio: **cromato**
Colore Tappezzerie: **blu** (accessorio 836)
- ☐ 203-5 mis. 45 Colore Rivestimento in Corda Plastica: **blu metallizzato**
- ☐ 203-5 mis. 50

	misura 40	misura 45	misura 50
A: larghezza sedile	cm 40	cm 45	cm 50
B: larghezza ruote	cm 52	cm 57	cm 62
C: larghezza schienale	cm 49	cm 54	cm 59
D: Ingombro in larghezza	cm 59	cm 64	cm 69
Peso ausilio	kg 25,4	kg 26	kg 26,5
Portata massima	kg 100	kg 110	kg 110



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

COMPONENTI AGGIUNTIVI

☐ 824-R

Tavolo reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza. Cod. ISO 18.09.18.229

☐ 824-F

Tavolo fisso, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



☐ 894

Cintura pelvica a 45°



☐ 834 Cuneo divaricatore imbottito
Regolabile in altezza e in antero/posteriore.



☐ 836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiagambe. Asportabile per il lavaggio.



☐ 827 Cinturini fermapièdi



☐ 892 Tappezzeria imbottita per pedana
Asportabile per il lavaggio.



☐ 896 Tappezzeria tavolo
Asportabile per il lavaggio.



☐ 933 Asta portaflebo

