

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



MARCATO CE

FUNZIONI

- **Telaio** in acciaio regolabile in altezza, verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Tappezzeria** autoestinguente.
- **Seduta** triangolare per contenere il bacino (sedile/schienale con angolazione a 90°). È imbottita e avvolgente, rivestita con materiale plastico resistente all'uso e alla pulizia.
- **Paracolpi** elastici salva-muro e sfere di protezione all'estremità superiore delle aste.
- **Ruote** 80 mm piene piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, freni sulle ruote posteriori.
- **Manubrio** regolabile in altezza e profondità.
- **Divaricatore** regolabile per mantenere il contenimento del bacino.



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- ☐ **BIRILLO 1** Mini
☐ **BIRILLO 2** Piccolo
☐ **BIRILLO 3** Medio
☐ **BIRILLO 4** Grande


Colore Telaio: **blu**

Colore Tappezzerie: **giallo-verde-rosso**



MIS.	Peso Ausilio	Ingombro max.	Portata Massima	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kg. 8,5	cm 67	Kg. 30	cm 18	cm 59	cm 50	cm 20-28	cm 34-48	cm 18	cm 22	cm 70-95
2	Kg. 10	cm 73	Kg. 40	cm 19	cm 65	cm 51	cm 23-31	cm 40-56	cm 20	cm 26	cm 85-105
3	Kg. 11	cm 81	Kg. 50	cm 21	cm 73	cm 59	cm 23-35	cm 40-65	cm 23	cm 30	cm 95-120
4	Kg. 12,8	cm 89	Kg. 60	cm 26	cm 78	cm 60	cm 22-40	cm 43-74	cm 30	cm 38	cm 110-140

COMPONENTI AGGIUNTIVI



Note: _____
