

comprensivo di tavolo e ruote



MARCATO CE

Registrato FDA (USA)

CARATTERISTICHE

- **Telaio inclinabile** senza sporgenze per consentire la rotazione del tronco e lo spostamento laterale delle braccia. Regolazione continua, senza scatti (tramite un meccanismo a pedale, spring stopper) e senza l'utilizzo di chiavi, "tools free".
- **Tavolo** in legno di betulla, asportabile e regolabile in altezza, inclinazione e profondità.
- **Supporto toracico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Supporto pelvico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Barre numerate** per ripristinare l'assetto posturale scelto dal terapista.
- **Ginocchiere** regolabili in altezza, larghezza, profondità ed in senso rotatorio.
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità.
- **Pedana** in legno di betulla, offre un riferimento stabile al bambino. Regolabile in altezza.
- **Ruote gemellate** piene, diametro 75mm, con freni. Consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra, con il bambino inserito.



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco





MISURE


☐ DONDOLINO 1

☐ DONDOLINO 2

☐ DONDOLINO 3



**distanza da considerare con le aste allineate.




Assicurarsi che le altezze F e G rappresentate in figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto pelvico e toracico.

mis.	Portata Max.	Peso Tot.	A	B	C	D	E	F	G	L	M**	N	P
1	35 kg	21 kg	63 cm	75-85 cm	45-79 cm	63 cm	12-26 cm	39-59 cm	51-76 cm	60 cm	18 cm	75-100 cm	0°-19°
2	45 kg	24 kg	77 cm	81-91 cm	52-90 cm	67 cm	12-36 cm	47-74 cm	56-90 cm	65 cm	23 cm	90-125 cm	0°-14°
3	55 kg	26 kg	83 cm	85-95 cm	62-107 cm	71 cm	14-48 cm	58-93 cm	70-110 cm	70 cm	28 cm	120-150 cm	0°-11°

COMPONENTI AGGIUNTIVI

☐ **944 Riduttori di circonferenza**
Spessore: 3 cm cad.

☐ **865 Poggiatesta multiregolabile**



Note: _____

