

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Rivestimento** in materiale plastico speciale ignifugo, visco-elastico lavabile e indistruttibile. Consente un'eccellente traspirazione e accoglie le forme delle spalle e dei glutei.
- **Poggiatesta** avvolgente, imbottito e regolabile in inclinazione, in altezza e in senso antero-posteriore.
- **Schienale** contenitivo. Può essere sistemato su due posizioni per determinare due profondità di seduta. Regolazione dell'inclinazione mediante bloccaggio su cremagliera posteriore.
- **Sedile** inclinato di 15° per non far scivolare in avanti l'utilizzatore.
- **Braccioli** estraibili e girevoli lateralmente, per facilitare i trasferimenti dell'utente.
- **Poggiagambe** regolabile in inclinazione.
- **Pedana** unica ribaltabile per facilitare l'accostamento dell'operatore, la salita e la discesa dell'utilizzatore.
- **Ruote** piene da 12 cm posteriori con freni.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 152385/R



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco





MISURE

☐ CARROZZINA 203-5 DOCCIA

Colore Telaio: **Bianco**
Colore Corda: **Cristallo**

PESO AUSILIO KG 15
PORTATA MASSIMA KG 110

Misure in cm.




COMPONENTI AGGIUNTIVI

☐ **894** Cintura pelvica a 45°



☐ **834** Cuneo divaricatore regolabile in profondità



Note:
