

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato.
- **Sostegno pelvico** imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore.
- **Sostegno toracico** imbottito, regolabile in altezza e removibile.
- **Imbragatura di sostegno** in cotone di doppio spessore, regolabile in altezza con cinture e fibbie e in circonferenza con velcro.
- **Ruote** impermeforabili anteriori piroettanti da cm 17 e posteriori fisse da cm 30.
- **Paracolpi** salvamuro in PVC.
- **Freni manuali.**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Testato **DEKRA Stoccarda**
e iscritto nella LISTA TEDESCA degli AUSILI TECNICI - HMV
Registrato **FDA (USA)**
Marcato **CE**


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- ☐ **DYNAMICO-3 (medio)**
telaio **GIALLLO**
- ☐ **DYNAMICO-4 (grande)**
telaio **ANTRACITE**
- ☐ **DYNAMICO-5 (per adulto)**
telaio **ANTRACITE**



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e
manutenzione



ST*: supp. toracico
SP*: supp. pelvico

MIS.	Portata Massima	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso ausilio	Peso barre appesant.
3	Kg. 85	85-110 cm	97-124 cm	25 cm	30 cm	85 cm	94 cm	74 cm	120-155 cm	19,3 kg	6,2 kg
4	Kg. 100	93-120 cm	100-134 cm	30 cm	35 cm	110 cm	101 cm	78 cm	140-175 cm	20,4 kg	7,4 kg
5	Kg. 115	106-133 cm	116-146 cm	ST* 32 cm / SP* 41 cm	41 cm	120 cm	111 cm	84 cm	160-195 cm	22,7 kg	8,7 kg

COMPONENTI AGGIUNTIVI

☐ **809** Antibrachiale multiregolabile. In alternativa agli accessori 813 e 824



☐ **943** Cinturini per avambraccio, per antibrachiale multiregolabile



☐ **813** Manubrio regolabile. In alternativa agli antibrachiali 809



☐ **810** Barre di appesantimento (mis. 3,4,5)
Per il riscontro del peso aggiunto vedi tabella sopra riportata



☐ **814E** Divisorio intermedio

