

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato.
- **Sostegno pelvico** imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore.
- **Sostegno toracico** imbottito, regolabile in altezza e removibile.
- **Imbragatura di sostegno** in cotone di doppio spessore, regolabile in altezza con cinture e fibbie e in circonferenza con velcro.
- **Ruote** piroettanti da cm 8, tutte con freno a doppio effetto.
- **Paracolpi** salvamuro in PVC.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Testato **DEKRA Stoccarda**
e iscritto nella **LISTA TEDESCA** degli AUSILI TECNICI - HMV
Registrato **FDA (USA)**
Marcato **CE**



Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒


Colore tappezzerie: **Nero**




Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

MISURE

- | | |
|--|-------------------------|
| ☐ DYNAMICO-1 (mini) | telaio GIALLO |
| ☐ DYNAMICO-2 (piccolo) | telaio GIALLO |
| ☐ DYNAMICO-3 (medio) | telaio GIALLO |
| ☐ DYNAMICO-4 (grande) | telaio ANTRACITE |
| ☐ DYNAMICO-5 (per adulto) | telaio ANTRACITE |



ST*: supp. toracico
SP*: supp. pelvico



MIS.	Portata massima	A	B	C	D	E	F	G	Altezza Utente	Peso Ausilio	Peso barre appesant.	Ingombro max. di sterzata
1	55 kg	44-60 cm	52-70 cm	18 cm	25 cm	65 cm	79 cm	66 cm	75-100 cm	12 kg	-----	97 cm
2	70 kg	66-82 cm	77-95 cm	21 cm	28 cm	75 cm	84 cm	66 cm	95-130 cm	14,6 kg	5 kg	101 cm
3	85 kg	77-102 cm	89-116 cm	25 cm	30 cm	85 cm	88 cm	66 cm	120-155 cm	15,6 kg	6,2 kg	104 cm
4	100 kg	85-112 cm	92-126 cm	30 cm	35 cm	110 cm	95 cm	71 cm	140-175 cm	17 kg	7,4 kg	117 cm
5	115 kg	97-125 cm	105-138 cm	TS* 32 cm PS* 41 cm	41 cm	120 cm	106 cm	77 cm	160-195 cm	19,7 kg	8,7 kg	127 cm

- 809** Antibrachiali
Multiregolabili. In
alternativa agli accessori
813 e 824



- 943** cinturini per
avambraccio per
antibrachiali multiregolabili



- 824** Tavolo
trasparente con incavo. In
alternativa agli accessori
809 e 813



- 813** Manubrio
regolabile. In alternativa
agli accessori 809 e 824



- 815** Sella divaricatrice
(mis. 2,3,4)



- 810** Barre di appesantimento
(mis. 2,3,4,5) Per il riscontro del
peso aggiunto vedi tabella.



- 814** Divisorio intermedio



- 811** Frenatura regolabile per ruote anteriori



- 812** Direzionatori per ruote posteriori



Note: