

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

CARATTERISTICHE

- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Limitatore di sterzata disazionabile con molle** che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; sganciabile per permettere una sterzata completa. È possibile scegliere fra due resistenze elastiche.
- **Supporto toracico imbottito memory**, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica** regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Ruote pneumatiche** con strisce rifrangenti.
Sgancio rapido ruota anteriore.
Ruote posteriori facilmente smontabili con chiave.




Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☐

MISURE

misure in cm

☐ misura M

☐ misura L



	A	B	C	D ¹	E	F ²	G	H	Peso ³	Port.Max
M	55	86	84-97	159	53-64	58-73	106	120-150	17 kg	70 kg
L	62	92	95-107	187	71-84	70-92	127	150-190	18 kg	100 kg

¹ Misura M con ruota da 26", D_{max} = 164 cm - Misura L con ruota da 28", D_{max} = 192 cm

² Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

³ Peso calcolato senza sistema di abbattimento sella.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

☐ Sistema di abbattimento sella, per facilitare la salita e la discesa dall'ausilio. 	Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile. ☐ S ☐ M ☐ L  In assenza di indicazioni verrà fornita la misura corrispondente.	Seleziona la misura del manubrio. ☐ S ☐ M ☐ L  indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880. ☐ Sinistra ☐ Destra In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.	Seleziona la lunghezza canotto sella. ** Il canotto di 15 cm non copre tutto il range di regolazione. ☐ **15 cm ☐ 28 cm  In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 28 cm.
---	---	--	--

Molla limitatore di sterzata

☐ Morbida

☐ Dura

In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con la molla morbida e la misura L con la molla dura.

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

101 Ruote dimensioni: CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Frame runner M

In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con il tris ruote da 24".

- ☐ Ruota anteriore con forcella 20" - Ruote posteriori 24"
☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"

Frame runner L

In assenza di indicazioni, la misura L verrà fornita con il tris ruote da 26".

- ☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 24"
☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"
☐ Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 24"
☐ Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 28"
☐ Ruota anteriore con forcella 28" - Ruote posteriori 28"

☐ 880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

☐ Sinistra ☐ Destra



845 Sostegno avambraccio.

☐ Sinistra ☐ Destra



102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico.

☐ S-M ☐ L



☐ 876 Sella monociclo.



☐ 103 Imbottitura per sella monociclo.



☐ 104 Imbottiture laterali telaio.



☐ 105 Imbottiture posteriori telaio.



☐ 106 Imbottiture sotto sella.



☐ 107 Freni di stazionamento, dx e sx.



☐ 108 Luce anteriore. (con ricarica USB)



☐ 109 Luce posteriore. (con ricarica USB)



☐ 110 Porta borraccia. Borraccia non inclusa




☐ 111 Copri raggi trasparenti per ruote posteriori, dx e sx.



Note: —————
—————
—————
—————
—————
—————
—————


MISURE COMPONENTI

Supporto toracico imbottito




	A	B	C
S	12 cm	24 cm	3,6 cm
M	16 cm	32 cm	5,8 cm
L	20 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio




	A
S	50 cm
M	55 cm
L	64 cm

102



	A	B
S-M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm

876



A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm