

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	

CARATTERISTICHE

- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Limitatore di sterzata disazionabile con molle** che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; sganciabile per permettere una sterzata completa.
- **Supporto toracico imbottito memory**, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica** regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Ruote pneumatiche** con strisce rifrangenti.
Sgancio rapido ruota anteriore.
Ruote posteriori facilmente smontabili con chiave.



Prodotto Marcato **CE**





Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☒ _____

MISURE

misure in cm

☐ misura S



A	B	C	D*	E	F ²	G	H	Peso	Port. Max
50	75	66-82	140	42-62	49-61	100	105-125	15 kg	60 kg

*Con ruote posteriori da 24".

²Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3 cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile.

☐ S ☐ M



In assenza di indicazioni verrà fornita la misura corrispondente.

Seleziona la misura del manubrio.

☐ S ☐ M



indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880.

☐ Sinistra ☐ Destra

In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.

Seleziona la lunghezza canotto sella.

** Il canotto di 15 cm non copre tutto il range di regolazione.

☐ **15 cm

☐ 24 cm



In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 24 cm.

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

101 Ruote dimensioni: CONFIGURAZIONI POSSIBILI

In assenza di indicazioni, la misura S verrà fornita con ruota anteriore da 20" e ruote posteriori da 24".

☐ Ruota anteriore con forcella 20" - Ruote posteriori 20"

☐ 880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



875 Fermanpolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

☐ Sinistra ☐ Destra



845 Sostegno avambraccio.

☐ Sinistro ☐ Destro



☐ 102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico.



☐ 876 Sella monociclo.



☐ 103 Imbottitura per sella monociclo.





MISURE COMPONENTI

Supporto toracico imbottito

The diagram shows two views of the padded chest support. The left view is a top-down perspective of a rectangular pad with rounded corners, with dimension A indicating its height. The right view is a side profile of the same pad, showing its curved shape, with dimension B indicating its length and dimension C indicating its thickness.

	A	B	C
S	12 cm	24 cm	3,6 cm
M	16 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio

The diagram shows a side view of the handlebar assembly. Dimension A indicates the total length of the handlebar from the left grip to the right grip, passing through the central mounting point.

	A
S	50 cm
M	55 cm

102

The diagram shows a side view of the padded seat. Dimension A indicates the height of the seat from the base to the top of the padding. Dimension B indicates the total length of the seat, including the mounting brackets at each end.

	A	B
S/M	8 cm	45-59 cm

876

The diagram shows a top-down view of the rear fender. Dimension A indicates its height. Dimension B indicates its width. Dimension C indicates its thickness.

A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm

Note:-----
