

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Telaio base** verniciato con polveri epossidiche atossiche. Compatto e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale e tipico della "famiglia di prodotto GRILLO" consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.
- Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**, composta da:
 - » Tappezzeria portante non estraibile: la trama dal design essenziale permette un'eccellente traspirabilità che **riduce la sudorazione e la formazione dei batteri**. La composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio con tempi di asciugatura rapidi. Mantiene la **performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
 - » Rivestimento asportabile è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un ottimo comfort. Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione**. **Ignifuga** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- Schienale** regolabile in altezza ed inclinazione tramite molla a gas. Abbattibile per il trasporto.
- Braccioli** morbidi, regolabili in altezza, inclinazione, larghezza e rotazione.
- Pelotte** al bacino **multiregolabili** per un maggior contenimento. Regolabili in larghezza, rotazione e in profondità.
- Regolazioni sicure senza il rischio di perdere la vite.**
- Seduta** basculabile tramite molla a gas; regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- Cintura Pelvica 947** fornita di serie.
- Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- Poggiapolpacci** regolabili in altezza e profondità.
- Poggiapiedi** ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.
- 4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate**, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione. Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.



misura

M

Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

Colore Tappezzeria schienale:


Colore Telaio: **bianco**

☐ Rosso ☐ Rosa ☐ Blu

tabella misure in cm con e senza poggiatesta esterno




Con il poggiatesta esterno
863 non alzare lo schienale
oltre la linea rossa.




	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Peso Ausilio	Portata Massima	Altezza Utente(H)
Medium	25-35 cm	28-43 cm	40-55 cm	40-70 cm	16-20 cm	20 cm	58 cm	74 cm	25-40 cm	70 cm	24,3 kg	45 kg	110-145 cm

DA COMPLETARE CON IL POGGIATESTA

☐ **865** Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.



☐ **835** Poggiatesta sagomata con contenimento laterale e occipitale regolabile in altezza.



☐ **863** Poggiatesta posturale che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità.



PER AGEVOLARE LA GESTIONE DELLA SALITA E DISCESA DEL DISPOSITIVO SCEGLIERE UNA DELLE DUE MOLLE A GAS:

☐ **STANDARD (600N)** consigliata per utenti con peso fino a 45 kg.

☐ **PIÙ LEGGERA (400N)** consigliata per utenti con peso fino a 35 kg.

IN CASO DI MANCATA SELEZIONE del modello di poggiatesta, e del tipo di molla a gas, il seggiolone verrà inviato con il poggiatesta 865 più semplice e con la molla a gas STANDARD.

COMPONENTI AGGIUNTIVI

947 Cintura pelvica ad angolo variabile (fornita di serie)

☐ S ☐ M




920 Cintura pelvica a quattro punti

☐ S ☐ M




838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.


☐ S ☐ M



☐ **868** Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.



☐ **961** Pelotte per gomito




853 Pettorina a bretellaggio

☐ S




853 slim Pettorina sagomata a quattro punti

☐ M




834R Divaricatore imbottito regolabile in profondità e abduzione.

☐ mini/s ☐ M




834N Divaricatore imbottito stretto (narrow)

☐ mini/s ☐ M



☐ **824** Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.














☐ **960** Fermatalloni



☐ **962** Fermapiedi + Fermatalloni



Note: _____

MISURE COMPONENTI	863 A= 17 cm B= 13-19 cm 	835 S/M A=18 cm 		
	947 small A=19 cm B=6 cm medium A=25,5 cm B=8 cm 	920 small A=16 cm B=15,5 cm medium A=23 cm B=19 cm 	838 small A=10 cm B=12 cm medium A=11 cm B=17 cm 	834R mini/S A=12 cm B=8-10 cm C=9 cm medium A=14 cm B=10-13 cm C=13 cm 
	868 small A=26 cm B=9 cm 	853 small A=25 cm B=34 cm 	853 slim medium A=33 cm B=46 cm C=5 cm 	
	834N mini/S A=12 cm B=4 cm C=14 cm medium A=15 cm B=4 cm C=17 cm 	824 A= 16 cm B= 38 cm C= 53 cm D= 64 cm 	BRACCIOLI REGOLABILI IN LARGHEZZA E ROTAZIONE  NEW VISTA DA SOPRA	