

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Compatta e regolabile in altezza - *per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro* - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. PER USO INTERNO.
- **Telaio** verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Sistema di sicurezza che impedisce l'azionamento involontario.**
- **Tappezzeria** estremamente **traspirante, resistente e facilmente lavabile**, non estraibile. **Ignifuga** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Schienale** facilmente regolabile in altezza a scorrimento. Inclinazione con levette verdi.
- **Bracciali** morbidi, regolabili in altezza ed inclinazione.
- **Seduta** leggermente inclinata di 5° per un miglior comfort. Regolabile in profondità e in larghezza tramite componente opzionale **958R pelotte al bacino multiregolabili**.
- **Abbinabile** alla misura corrispondente del **Tavolo Multifunzione ORMESA** (vedasi modulo d'ordine).



Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale
d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




MISURE

Misura: ☐ Small ☐ Medium

Colore tappezzeria: ☐ Rosa ☐ Blu

Telaio: grigio siliceo











con componente 958
set 4 ruote con pedana

	A*	B	C	D	E	F	F1	G	G1	L	L1	Altezza utente (H)	Peso Ausilio	Portata Massima
Small	30 cm	20-30 cm	30-45 cm	15-18 cm	36 cm	48 cm	50,5 cm	50 cm	52-64 cm	20-31 cm	28-39 cm	90-120 cm	10,7 kg	35 kg
Medium	35 cm	28-43 cm	35-55 cm	16-20 cm	41 cm	52 cm	54,5 cm	56,5 cm	62-73 cm	25-40 cm	33-48 cm	110-150 cm	13 kg	45 kg

* Con componente 958R pelotte al bacino multiregolabili: misura SMALL 20-30 cm; misura MEDIUM 25-35 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI	947 Cintura pelvica ad angolo variabile ☐ mini ☐ M ☐ S	920 Cintura pelvica a quattro punti ☐ S ☐ M	838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. ☐ mini ☐ M ☐ S	853 Pettorina a bretellaggio ☐ mini ☐ S	853 slim Pettorina sagomata a quattro punti ☐ M
	834N Divaricatore imbottito stretto (narrow) ☐ mini/s ☐ M	☐ 958R pelotte al bacino regolabili in larghezza, rotazione e profondità.	☐ 824 Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.	☐ 823 Prolunga schienale per il supporto del capo	☐ 835 Poggiatesta sagomato con contenimento laterale ed occipitale, regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.
	☐ 865 Poggiatesta imbottito regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.	☐ 959 Set di 4 ruote con freno. In alternativa ai 4 piedini neri di appoggio. Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte di freno di stazionamento. Fornite con pedana appoggia piedi.	⚠ Rispettare i limiti di altezza e peso utente		

Note: _____

MISURE COMPONENTI	947  mini A=16 cm B=5 cm small A=19 cm B=6 cm medium A=25,5 cm B=8 cm	920  small A=16 cm B=15,5 cm medium A=23 cm B=19 cm	838  mini A=9 cm B=7 cm small A=10 cm B=12 cm medium A=11 cm B=17 cm CHAIR mis. small C= 17-25 cm CHAIR mis. medium C= 21-29 cm 	
	853  mini A=20,5 cm B=28 cm small A=25 cm B=34 cm	853 slim  medium A=33 cm B=46 cm C=5 cm	834N  mini/s A=12 cm B=4 cm C=14 cm medium A=15 cm B=4 cm C=17 cm	823  small A= 14 cm medium A= 20 cm
	824  A= 16 cm B= 38 cm C= 53 cm D= 64 cm			