

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



MODULO D'ORDINE

GRILLO

SIZE **mini**

deambulatore ANTERIORE
e POSTERIORE

GRILLO
mini



Prodotto registrato **FDA (USA)**

Prodotto marcato **CE**




- **TELAIO IN ALLUMINIO**, pieghevole per il trasporto e convertibile, dalla versione **anteriore** a quella **posteriore** e viceversa.
- **SUPPORTI PELVICO E TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza in modo indipendente. Sostengono il bambino come fossero due mani, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori.
- **BARRE GRADUATE** sulle regolazioni in altezza.
- **IMBRAGATURA ERGONOMICA**, confortevole, regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene il bambino in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **RUOTE** antiforatura e leggere, 2 anteriori piroettanti da cm 15 e 2 posteriori piene direzionate, da cm 20 adatte per uso interno ed esterno.
- **DIREZIONATORI** sulle ruote anteriori.
- dispositivo **ANTIRETROMARCIA**, **FRENATURA REGOLABILE**, **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori, facilmente azionabile tramite pedale rosso.
- **PARACOLPI** per la protezione contro gli urti.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale
d'uso e manutenzione

ANTERIORE

Circonferenza interna supporto **pelvico e toracico**
da cm 53 a cm 79




PESO kg. 15

PORTATA MAX. kg. 35

POSTERIORE

Circonferenza interna supporto **pelvico e toracico**
da cm 53 a cm 79




PESO kg. 15

PORTATA MAX. kg. 35

DIMENSIONI UTENTE:

Altezza utente (C):
min cm 75
max cm 95



IMPORTANTE:
Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate
nella figura, rientrino nel range di misura
indicato per i supporti.



DISTRIBUTORE/AGENTE:

DATA ORDINE:

DATA CONSEGNA:

CODICE VALUTAZIONE

ORM-

NOME DESTINATARIO/UTENTE:

MODULO D'ORDINE

GRILLO

mini

Anteriore

Posteriore

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE >	PT	PA	P	PTM	PT	PA	P
COMPONENTI V AGGIUNTIVI	Comprendo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	Comprendo di: > tavolo trasparente > manubrio > supporto pelvico > imbragatura ergonomica	Comprendo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie	Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie
865 Poggiatesta multiregolabile	ND	ND	ND	ND		in combinazione con supporto toracico 925	in combinazione con supporto toracico 925
925 Supporto toracico							
924 Supporto pelvico							
930 Imbragatura ergonomica							
894 Cintura tavolo per grillo mini PTM	ND	ND	ND		ND	ND	ND
926 Manubrio con snodi				ND	ND	ND	ND
809 mini Antibrachiali				ND			
809 mini Antibrachiali con aste curve	ND		ND		ND		ND
943 mini Cinturini per avambraccio misura mini	disponibile in combinazione con antibrachiali 809		disponibile in combinazione con antibrachiali 809	disponibile in combinazione con antibrachiali 809	disponibile in combinazione con antibrachiali 809		disponibile in combinazione con antibrachiali 809
937 Maniglie multiregolabili per misura mini	ND	ND	ND		ND	ND	ND
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	ND			
946 Sella ergonomica							
890-SC Abduttore distale							
923 Maniglione di spinta per assistente							

● > INCLUSO NELLA CONFIGURAZIONE SCELTA

□ > ACCESSORIO

ND > NON DISPONIBILE