

comprensivo della cintura
pelvica a 45° per bacino 894



secondo la
norma
ISO 7176-19



DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** pieghevole in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Cuscino** asportabile, rivestito con tessuto 100% poliestere.
- **Schienale** rigido, reclinabile su quattro posizioni con semplice bloccaggio a scatto.
- **Sedile** rigido fisso.
- **Poggiagambe** reclinabile con bloccaggio rapido.
- **Pedana** regolabile e ribaltabile con battitacco.
- **Freni** a tamburo.
- **Ruote**: anteriori impermeforabili piroettanti da cm 17,5 e posteriori impermeforabili da cm 30.

Riconducibile ai seguenti COD. ISO indicativi: 12.27.03.006 12.24.03.109
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 154988/R

Certificato CERAH Francia
Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e
manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒


MISURE



OBI-4

Colore Telaio: **azzurro**

Colore Cuscino: **verde-rosa-blu (combinati)**



MIS.	portata massima	peso ausilio	A	B	C	D	E	F	G	L	M	H
4	70 kg	20,1 kg	66,5 cm	41 cm	124 cm	105 cm	40 cm	76 cm	32-47 cm	103 cm	51 cm	150-175 cm

☐ **835** Poggiatesta con protez. parietali
Cod. ISO 12.27.03.133



☐ **816** Cuscinetti di spinta laterale Cod. ISO12.27.03.121x2



☐ **834** Divaricatore imbottito Cod. ISO 12.27.03.118



☐ **853** Cinghia a bretellaggio Cod. ISO 12.27.03.115



☐ **827** Cinturini fermapiedi Cod. ISO 12.27.03.130



☐ **839** Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154



☐ **837** Tavolino normale Cod. ISO12.27.03.124



☐ **819** Cappottina



☐ **825** Sacca parapigioggia (da fissare alla cappottina 819)



☐ **818** Sacca termica



☐ **858** Cestino in rete



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori Cod. ISO 12.06.09.145



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



Note:
