

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

FUNZIONI

- **Telaio** leggero ed abbattibile per il trasporto e lo stoccaggio.
- **Piano tavolo** ergonomico reclinabile, ampio e con incavo. Realizzato con materiale resistente ma leggero, igienico e facile da sanificare.
- **Sistema di regolazione in altezza** semplice, affidabile e preciso, con **meccanismo di frizionamento** che impedisce la caduta accidentale del piano tavolo.
- **Tools free**, regolazioni senza l'utilizzo di attrezzi.
- Dotato di **fermalibro**, **porta penne** e **gancio**.
- Disponibile in **tre misure** per bambini, ragazzi e adulti.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Marcato CE

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



MISURE


- ☐ Tavolo Multifunzione **mis. Small**
- ☐ Tavolo Multifunzione **mis. Medium**
- ☐ Tavolo Multifunzione **mis. Large**

Colore telaio: **Grigio siliceo**

Colore piano di lavoro: **Grigio seta**



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione



	A	B	C	D	E	F	G	I	L	Altezza utente	Peso ausilio
Small	64 cm	63 cm	54 cm	da 44 a 57 cm	17 cm	84 cm	da 0° a 60°	38,3 cm	16 cm	da 75 a 90 cm	6,7 kg
Medium	80 cm	80 cm	61 cm	ad 53 a 77 cm	16 cm	104 cm	da 0° a 60°	42,4 cm	14 cm	da 85 a 120 cm	8,2 kg
Large	80 cm	80 cm	61 cm	ad 69 a 108 cm	16 cm	120 cm	da 0° a 60°	42,4 cm	14 cm	da 115 a 170 cm	9,2 kg

Note: