

tapppezzeria
traspirante e ignifuga



Marcato CE

C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

- **Trolli regolabile** è disponibile in tre misure
- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il **Trolli con seduta regolabile** rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- **Disponibile in due versioni: con prolunga schienale e con poggiatesta** multiregolabile, entrambi chiudibili con il telaio.
- **Maniglie** di spinta con **freni manuali e di stazionamento**.
- **Schienale** resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro. Reclinabile su tre posizioni e facilmente regolabile in altezza.
- **Seduta** leggermente basculata, facilmente regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- **Tapppezzeria** (non estraibile) estremamente traspirante, resistente e facilmente lavabile. **Ignifuga** secondo le **norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014**.
- **Borsetta** porta manuale e chiave sul retro dello schienale.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza. **Pedane** ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- **Ruote anteriori** piene (imperforabili) piroettanti da 7" (17 cm) per le misure 36 e 40; da 8" (20 cm) per la misura 43.
- **Ruote posteriori** piene (imperforabili) con **freni indipendenti a tamburo** da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per la misura 43. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Misura:

Colore Tapppezzeria:

Colore Telaio: **Nero**

☐ misura 36

☐ Rosso

☐ misura 40


☐ Nero

☐ misura 43




Unità di misura: cm

con 956: kit ruote autospinta

chiuso con POGGIATESTA MULTIREGOLABILE 863



chiuso con PROLUNGA SCHIENALE 823



	A	B	C	C1	D	E	F	G	Peso ausilio
misura 36	39	36 - 32 - 28*	59	64	36-46	46-56	42	94	15,1 kg
misura 40	43	40 - 36 - 32*	63	68	36-46	46-56	46	94	16,1 kg
misura 43	46	43 - 39 - 35*	66	71	36-46	46-56	46	97	17,1 kg

* Con le pelotte al bacino 958 si riduce la larghezza di 4 e 8 cm togliendo lo spessore interno (36-40-43 larghezza senza pelotte).

** Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 101 cm

☐ **951** Maniglie di spinta regolabili in altezza. Senza l'uso di attrezzi!
OPZIONABILE SOLO SE ORDINATE CON IL PRODOTTO



SCIEGLI LA VERSIONE

☐ **823** Prolunga schienale con asole per 865 e 835. Abbattibile per il trasporto.



☐ **863** Poggiatesta multiregolabile in altezza, inclinazione e profondità.



In caso di **MANCATA SELEZIONE** del modello di poggiatesta, verrà fornito la prolunga schienale 823.

OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

Solo con prolunga schienale 823

☐ **865** Poggiatesta imbottita traspirante.




☐ **835** Poggiatesta sagomata con contenimento laterale ed occipitale. Mis. S-M.




☐ **838** Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza, inclinazione ed in senso trasversale.



☐ **868** Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco. Multiregolabili in altezza, larghezza ed inclinazione.




☐ **947** Cintura pelvica ad angolo variabile Fornita di serie




☐ **920** Cintura pelvica a 4 punti



☐ **853** Pettorina a bretellaggio




☐ **853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti



☐ **834N** Divaricatore imbottito ed estraibile



☐ **839** Poggiamani regolabile in inclinazione



☐ **960** Fermatalloni




☐ **956** Pedane con regolazione dell'inclinazione



☐ **858** Cestino portaoggetti



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori



Solo per misure 36 e 40 con prolunga schienale 823

☐ **819** Cappottina elevabile con borsetta e finestrelle posteriori. Si chiude con il telaio.



☐ **825** Sacca parapigioggia. Da fissare alla cappottina 819




☐ **825B** Telo posteriore di protezione da fissare alla cappottina 819



☐ **968** Imbottiture per braccioli facili da rimuovere per il lavaggio.



☐ **844** Imbottiture laterali al telaio



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.




☐ **966** Kit ruote da autospinta (56 cm, 22") con freni a tamburo, a dispositivi di antibaltamento e estrazione rapida.




863

Misura 36 > A= 15 cm
Misura 40 > A= 15 cm
Misura 43 > A= 19 cm




823

Misura 36 > A= 36 cm B= 20 cm C= 15,8 cm
Misura 40 > A= 40 cm B= 20 cm C= 15,8 cm
Misura 43 > A= 43 cm B= 20 cm C= 15,8 cm
Misura 36-40-43 > B= 20 cm




838



small
A=10 cm
B=12 cm

medium
A=11 cm
B=17 cm

Misura 36 > C= 14-23 cm
Misura 40 > C= 20-29 cm
Misura 43 > C= 22-31 cm




947



small
A=19 cm
B=6 cm

medium
A=25,5 cm
B=8 cm


920



small
A=16 cm
B=15,5 cm


medium
A=23 cm
B=19 cm

853 slim



medium
A=33 cm
B=46 cm
C=5 cm


834N



mini/S
A=12 cm
B=4 cm
C=14 cm


medium
A=15 cm
B=4 cm
C=17 cm

868




small
A=26 cm
B=9 cm

853



small
A=25 cm
B=34 cm

951



Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....