

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

- Iscritto al **Repertorio Dispositivi Medici** (Ministero della Salute)
- Testato **BERLIN CERT GmbH** e iscritto nella LISTA TEDESCA degli AUSILI TECNICO HMV
- Certificato **CERAH** Francia
- Registrato **FDA (USA)**
- Marcato **CE**

☐ **mis. Small**

Colore Cuscino: ☐ **grigio scuro/verde**

☐ **mis. Medium**

☐ **grigio scuro/rosa**

Colore Telaio: **nero**

☐ **grigio chiaro/verde**

☐ **grigio chiaro/rosa**

 **Attenzione!**
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

M
I
S
U
R
E



☐ **Bug con base da interno 856**

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggolino	peso totale
Small	20-30	52-62	37	47-75	20-30	14-30	0°-35°	35°	95-132	56	34-61	80	40	25	90-120	35 kg	14,5 kg	8,5 kg	23 kg
Medium	25-36	60-75	46	47-75	30-40	20-38	0°-25°	40°	106-148	62	34-61	83	45	32	115-140	45 kg	16,2 kg	12,7 kg	28,9 kg



☐ **Bug con base da interno 851**

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggolino	peso totale
Small	20-30	52-62	37	34-50	20-30	14-30	0°-35°	35°	84-110	50	23-39	72	41	23	90-120	35 kg	8,8 kg	8,5 kg	17,3 kg
Medium	25-36	60-75	46	34-50	30-40	20-38	0°-25°	40°	95-126	55	23-39	76	46	28	115-140	45 kg	10 kg	12,7 kg	22,7 kg

UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

(Cod. ISO indicativi 18.09.39.021 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.163 + 18.09.39.033)

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile (reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex: per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.006)

- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.003), FISSA 850

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).

COMPONENTI AGGIUNTIVI	863 Poggiatesta con protezioni occipito-parietali Cod. ISO 18.09.39.027	852 Poggiatesta con protezioni parietali Ric. Cod. ISO 12.27.03.133	942 Poggiatesta ergonomico per Bug Small Cod. ISO: 18.09.39.027	942 Poggiatesta ergonomico per Bug Medium Cod. ISO: 18.09.39.027	835 Poggiatesta sagomato	934 Attacco per poggiatesta a sospensione. Disponibile solo per accessorio 863
			☐ S ☐ M	☐ M ☐ L		
	838 Pelotte toracali regolabili Cod. ISO 18.09.39.148x2	868 Pelotte frontali avvolgenti per tronco Ric. Cod. ISO 18.09.39.151x2	834 Cuneo Divaricatore imbottito Cod. ISO 18.09.39.157	834R Cuneo Divaricatore imbottito regolabile Cod. ISO: 18.09.39.157 + 18.09.39.160	853 Pettorina a bretellaggio Cod. ISO 18.09.39.145	903 Pettorina a bretellaggio a cinque punti Cod. ISO 18.09.39.145
	906 Cintura a bretellaggio a cinque punti Cod. ISO 18.09.39.145	894 Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base) Cod. ISO 18.09.39.163	920 Cintura a quattro punti Cod. ISO 18.09.39.163	824 Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo ric. Cod. ISO 18.09.39.172	824B Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856 Cod. ISO: 18.09.39.172	
	839 Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154	827 Cinturini fermapiedi ric. Cod. ISO 12.27.03.130	892 Tappezzeria imbottita per pedana	869 base da ESTERNO a 4 ruote Cod. ISO 18.09.39.006		
				CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 il passeggino bug con BASE 869 ha superato il CRASH TEST SECONDO LE NORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 Per ordinare gli accessori della base 869, fate riferimento al modulo d'ordine della stessa base		