

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

comprensivo della
cintura pelvica a 45° per bacino



SECONDO LE NORME
ISO 7176/19
E ANSI RESNA WC/19

☐ mis. Small

☐ mis. Medium

Colore tappezzeria:

☐ grigio scuro/verde

☐ grigio scuro/rosa

☐ grigio chiaro/verde

☐ grigio chiaro/rosa

Colore Telaio: **nero**



M
I
S
U
R
E



Seggiolino sganciato



Passeggino chiuso con seggiolino inserito



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggiolino	peso totale
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

(Cod. ISO indicativi 18.09.39.021 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.163 + 18.09.39.033)

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile (reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex: per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

(Cod. ISO indicativo 18.09.39.006)

- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.003), FISSA 850

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).

ITALIANO - Cod. 22945 - 25-03-24



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

☐ **863**

Poggiatesta con protezioni occipito-parietali
Cod. ISO 18.09.39.027



☐ **852**

Poggiatesta con protez. parietali
Ric. Cod. ISO 12.27.03.133




942

Poggiatesta ergonomico per Bug Small
Cod. ISO: 18.09.39.027

☐ S

☐ M



942

Poggiatesta ergonomico per Bug Medium
Cod. ISO: 18.09.39.027

☐ M

☐ L



☐ **835**

Poggiatesta sagomato



☐ **934**

Attacco per poggiatesta a sospensione. Disponibile solo per accessorio 863



☐ **838**

Pelotte toracali regolabili
Cod. ISO 18.09.39.148x2




☐ **868**

Pelotte frontali avvolgenti per tronco
Ric. Cod. ISO 18.09.39.151x2



☐ **834**

Cuneo Divaricatore imbottito
Cod. ISO 18.09.39.157




☐ **834R**

Cuneo Divaricatore imbottito regolabile
Cod. ISO: 18.09.39.157 + 18.09.39.160



☐ **853**

Pettorina a bretellaggio
Cod. ISO 18.09.39.145




☐ **903**

Pettorina a bretellaggio a cinque punti
Cod. ISO 18.09.39.145




☐ **906**

Cintura a bretellaggio a cinque punti
Cod. ISO 18.09.39.145



☐ **894**

Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base)
Cod. ISO 18.09.39.163



☐ **920**

Cintura a quattro punti
Cod. ISO 18.09.39.163



☐ **827**

Cinturini fermapiedi
Ric. Cod. ISO 12.27.03.130




☐ **839**

Appoggiamani
Cod. ISO 18.09.39.154



☐ **824**

Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo
Ric. Cod. ISO 18.09.39.172



☐ **824B**

Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856
ric. Cod. ISO: 18.09.39.172



☐ **905**

Kit Freno manuale



☐ **935**

Cestino porta bombola

Dimensioni massime della bombola di ossigeno: altezza 600 mm (valvola inclusa) - diam. 140 mm.



819 Cappottina

☐ Nero/verde ☐ Nero/rosa



☐ **825**

Sacca parapigioggia da fissare alla cappottina 819



☐ **B18**

Sacca termica




☐ **858**

Cestino in rete solo per base da esterno 869




☐ **911**

Cestino porta respiratore



☐ **892**

Tappezzeria imbottita per pedana



☐ **891**

Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc.) SOLO per BASE 869



CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19



☐ **922**

Portabottiglia



☐ **851**

Base da INTERNO compatta elevabile
Cod. ISO: 18.09.39.003



☐ **856**

Base da INTERNO elevabile
Cod. ISO 18.09.39.003

