

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE: | DATA ORDINE:              |
|                      | DATA CONSEGNA:            |
| CODICE VALUTAZIONE   | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |
| ORM-                 |                           |

Comprensivo di tavolo imbottito e kit elettrico



Registrato FDA (USA)

Marcato CE

### CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **2 ruote** per piccoli spostamenti interni senza l'utilizzatore.
- **Fermatalloni** regolabili in profondità ed estraibili.
- **Ginocchiere** imbottite, con regolazione in profondità, altezza e abduzione.
- **Tavolo** imbottito regolabile in altezza, scorrevole in senso antero-posteriore.
- Due **pulsanti d'emergenza** uno posizionato sotto il tavolo per l'utilizzatore e uno posizionato sul pannello di controllo per l'operatore.
- **Fascia di sollevamento** ergonomica, con rivestimento interno in tessuto tecnico antiscivolo e ganci per la trazione in salita. **Disponibile anche con cintura pelvica**, vedi modelli di seguito.

COD. ISO indicativi: 03.48.21.036 03.48.21.103 03.48.21.118 Riconducibile 12.24.03.157

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



### MISURE

- ☐ **STANDY ELECTRO 2000 (per adulti)**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI mod. 907**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA mod. 908**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA mod. 909**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO mod. 910**



**Attenzione!**  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Colore Telaio: **prugna**

Colore Tappezzeria: **nero**



910 FASCIA DI SOLLEVAMENTO



FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD





907 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI



908 FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA




909 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA



Peso Totale **55 kg**  
Portata Massima **120 kg**  
Altezza Utente **140-180 cm**

### COMPONENTI AGGIUNTIVI

- ☐ **857 Spinte laterali per bacino**



- ☐ **865 Poggiatesta e spinta posteriore**  
riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.027



- ☐ **866 Sostegno per bacino, schiena e testa**  
riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.015



- ☐ **867 Sostegno per bacino**  
riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.015



- ☐ **902 Fermapièdi anteriori regolabili con cinturini**  
riconducibile al Cod. ISO 12.24.03.115

