

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Registrato FDA (USA)

Marcato CE

TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI.

STANDY ELECTRO WING è uno stabilizzatore per stazione eretta con caratteristiche non descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi dell'art.1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE"

CARATTERISTICHE

- Standy Electro Wing è costituito da una **robusta struttura** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Ruote** con freni di stazionamento. Consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra, anche con l'utilizzatore già posizionato.
- **Fermatalloni** posizionabili, con regolazione in profondità e abduzione.
- **Ginocchiere** posizionabili, con regolazione in profondità, in altezza e abduzione.
- **Tavolo** regolabile in altezza, scorrevole in senso antero-posteriore, reclinabile (0° - 23°).
- **Pulsante d'emergenza** (posizionato sotto il tavolo) regolabile in profondità tramite 4 viti.
- **Fascia di sollevamento** ergonomica, con rivestimento interno in tessuto tecnico antiscivolo e ganci per la trazione in salita. Disponibile anche nella misura alternativa maxi (mod. 907). Su richiesta è disponibile una **fascia** alternativa **con cintura pelvica** (mod. 908) anche nella misura maxi (mod. 909).

Riconducibile ai seguenti COD. ISO: 03.48.21.036 03.48.21.106 03.48.21.112x2 (riconducibile per funzione) 03.48.21.118 (riconducibile per funzione) 03.48.21.121 12.24.03.157 (riconducibile per funzione)

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




Colore Telaio: **grigio antracite**

Colore Tappezzeria: **nero**

- ☐ **STANDY ELECTRO WING (per adulti)**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI mod. 907**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA mod. 908**
- ☐ **FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA mod. 909**




Peso Ausilio: 60 kg



Portata Massima: 120 kg

Altezza Utente: 140-180 cm



FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD

907 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI



908 FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA



909 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

COMPONENTI AGGIUNTIVI

- ☐ **866R** Sostegno bacino, schiena e poggiatesta regolabile



- ☐ **866** Sostegno per bacino, schiena e testa riconducibile per funzione al Cod. ISO 18.09.39.015



- ☐ **867** Sostegno per bacino riconducibile per funzione al Cod. ISO 18.09.39.015



- ☐ **902** Fermapiiedi anteriori regolabili con cinturini riconducibile per funzione al Cod. ISO 12.24.03.115

