

Sistema di seduta con telaio pieghevole e doppia crociera, comprensivo della cintura pelvica a 45° 894

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

## FUNZIONI

- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie, senza l'uso di attrezzi.**
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico; tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio.**
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza e ribaltabili.
- **Fascia poggiamambe.**
- **Ruote** impermeforabili: anteriori piroettanti da cm 17,5 e posteriori da cm 25 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini.**



Marcato CE



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




Colore cuscino: Nero e grigio

Colore Telaio: Nero

☐ CLIP 4

Misure in cm:



Portata Massima	Peso ausilio	A	B*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Kg. 76	Kg. 13,5	45	45	57	113	0°-10°	38	71	20°	59	37-47	82	105	115	56	34	150-170

\* Larghezza seduta togliendo i cuscinetti di spinta laterale

☐ **835** Poggiatesta con protezioni parietali.



☐ **816** Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco.



☐ **853** Pettorina a bretellaggio. (misura M)



☐ **906** Cintura a bretellaggio a cinque punti. (misura M)



☐ **903** Pettorina a bretellaggio a cinque punti. (misura M)



☐ **894** Cintura pelvica a 45°. Compresa nel modello base.



☐ **834N** Divaricatore imbottito e rimovibile. (misura M)



☐ **858** Cestino porta oggetti.



☐ **827** Cinturini fermapiedi.



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori.



☐ **819** Cappottina.




☐ **818** Sacca termica.



☐ **825** Sacca parapigioggia. (da fissare alla cappottina 819)




**853**



Medium  
A=39,5 cm  
B=39 cm

**834N**



Medium  
A=15 cm  
B=4 cm  
C=17 cm

Note.....  
.....  
.....  
.....