



Marcato CE



Attenzione! Leggere
attentamente il manuale
d'uso e manutenzione

FUNZIONI

- **Telaio leggero pieghevole ad ombrello**, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie**, senza l'uso di attrezzi.
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico**; **tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio**.
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza.
- **Fascia poggiamambe**.
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da cm 17,5 e posteriori da cm 25 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini**.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco





MISURE

Colore cuscino: **Nero e rosso**

Colore Telaio: **Nero**

- ☐ **CLIP 1**
☐ **CLIP 2**
☐ **CLIP 3**

Misure in cm:



Mis.	Portata Massima	Peso Totale	A	B	B1*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
1	30 kg	10,3 kg	40	51	39	101-108	0°-12°	25	55	18°	46	12-20	78	84	114	30	34	110-125
2	35 kg	10,5 kg	40	51	39	101-108	0°-12°	30	59	18°	48	21-31	78	92	114	30	34	120-140
3	40 kg	10,7 kg	40	51	39	106-113	0°-12°	35	63	18°	49	25-35	84	98	118	34	36	135-155

*Larghezza seduta togliendo i cuscinetti di spinta laterale.

☐ **835** Poggiatesta con protezioni parietali.



☐ **816** Cuscinetti di contenimento laterali per il tronco.



☐ **853** Pettorina a bretellaggio.
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **906** Cintura a bretellaggio a cinque punti.
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **903** Pettorina a bretellaggio a cinque punti.
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **894** Cintura pelvica a 45°.
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)
Compresa nel modello base.



☐ **834N** Divaricatore imbottito e rimovibile.
☐ mini/S ☐ M



☐ **858** Cestino portaoggetti.



☐ **827** Cinturini fermapiedi.



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori.



☐ **819** Cappottina.



☐ **818** Sacca termica.




☐ **825** Sacca parapioggia.
(da fissare alla cappottina 819).



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli)
per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)




853



Small
A=30 cm
B=31,5 cm

Medium
A=39,5 cm
B=39 cm

834N



mini/S
A=12 cm
B=4 cm
C=14 cm

Medium
A=15 cm
B=4 cm
C=17 cm

Note.....

.....

.....

.....

.....