

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

**CARATTERISTICHE**

- **Telaio base** verniciato con polveri epossidiche atossiche. Compatto e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale e tipico della "famiglia di prodotto GRILLO" consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.
- Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**, composta da:
  - » Tappezzeria portante non estraibile: la trama dal design essenziale permette un'eccellente traspirabilità che **riduce la sudorazione e la formazione dei batteri**. La composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio con tempi di asciugatura rapidi. Mantiene la **performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
  - » Rivestimento asportabile è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un ottimo comfort. Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione**. **Ignifuga** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Schienale** regolabile in altezza ed inclinazione tramite molla a gas. Abbattibile per il trasporto.
- **Braccioli** morbidi, regolabili in altezza, inclinazione, larghezza e rotazione.
- **Pelotte** al bacino **multiregolabili** per un maggior contenimento. Regolabili in larghezza, rotazione e in profondità.
- **Regolazioni sicure senza il rischio di perdere la vite.**
- **Seduta** basculabile tramite molla a gas; regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- **Cintura Pelvica 947** fornita di serie.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Poggiapolpacci** regolabili in altezza e profondità.
- **Poggiapiedi** ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.
- **4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate**, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione. Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.



misura

**M**

Marcato CE



Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

**Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco** ☒

**MISURE**

Colore Tappezzeria schienale:

Colore Telaio: **bianco**



**Rosso**



**Rosa**




**Blu**

**tabella misure in cm con e senza poggiatesta esterno**




Con il poggiatesta esterno  
863 non alzare lo schienale  
oltre la linea rossa.




	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Peso Ausilio	Portata Massima	Altezza Utente(H)
Medium	25-35 cm	28-43 cm	40-55 cm	40-70 cm	16-20 cm	20 cm	58 cm	74 cm	25-40 cm	70 cm	24,3 kg	45 kg	110-145 cm

## DA COMPLETARE CON IL POGGIATESTA

☐ **865** Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.



☐ **835** Poggiatesta sagomata con contenimento laterale e occipitale regolabile in altezza.



☐ **863** Poggiatesta posturale che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità.



PER AGEVOLARE LA GESTIONE DELLA SALITA E DISCESA DEL DISPOSITIVO SCEGLIERE UNA DELLE DUE MOLLE A GAS:

- ☐ **STANDARD (600N)** consigliata per utenti con peso fino a 45 kg.
- ☐ **PIÙ LEGGERA (400N)** consigliata per utenti con peso fino a 35 kg.

IN CASO DI MANCATA SELEZIONE del modello di poggiatesta, e del tipo di molla a gas, il seggiolone verrà inviato con il poggiatesta 865 più semplice e con la molla a gas STANDARD.

**NEW**

## COMPONENTI AGGIUNTIVI


**947** Cintura pelvica ad angolo variabile (fornita di serie)

☐ S ☐ M



**920** Cintura pelvica a quattro punti

☐ S ☐ M



**838** Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.


☐ S ☐ M



☐ **868** Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.



☐ **961** Pelotte per gomito



**853** Pettorina a bretellaggio

☐ S



**853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti

☐ M



**834R** Divaricatore imbottito regolabile in profondità e abduzione.

☐ mini/s ☐ M



**834N** Divaricatore imbottito stretto (narrow)

☐ mini/s ☐ M



☐ **824** Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.



☐ **960** Fermatalloni



☐ **962** Fermapiedi + Fermatalloni



Note: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MISURE COMPONENTI

863

A= 17 cm  
B= 13-19 cm

835

S/M A=18 cm

947

small  
A=19 cm  
B=6 cm

medium  
A=25,5 cm  
B=8 cm

920

small  
A=16 cm  
B=15,5 cm

medium  
A=23 cm  
B=19 cm

838

small  
A=10 cm  
B=12 cm

medium  
A=11 cm  
B=17 cm

834R

C=22-30 cm

mini/s  
A=12 cm  
B=8-10 cm  
C=9 cm

medium  
A=14 cm  
B=10-13 cm  
C=13 cm

868

small  
A=26 cm  
B=9 cm

853

small  
A=25 cm  
B=34 cm

853 slim

medium  
A=33 cm  
B=46 cm  
C=5 cm

834N

mini/s  
A=12 cm  
B=4 cm  
C=14 cm

medium  
A=15 cm  
B=4 cm  
C=17 cm

824

A= 16 cm    C= 53 cm  
B= 38 cm    D= 64 cm

BRACCIOLI REGOLABILI IN LARGHEZZA E ROTAZIONE

VISTA DA SOPRA

NEW