

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato

CARATTERISTICHE

- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Limitatore di sterzata disazionabile con molle** che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; sganciabile per permettere una sterzata completa. È possibile scegliere fra due resistenze elastiche.
- **Supporto toracico imbottito memory**, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica** regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Ruote pneumatiche da strada o da MTB** con strisce rifrangenti. **Sgancio rapido ruota anteriore.**
Ruote posteriori facilmente smontabili con chiave.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco:

MISURE

misura M

misura L

misure in cm



	A	B	C	D ¹	E	F ²	G	H	Peso ³	Port.Max
M	55	86	84-97	159	53-64	58-73	106	120-150	17 kg	70 kg
L	62	92	95-107	187	71-84	70-92	127	150-190	18 kg	100 kg

Misure prese con ruote da strada.

¹ Misura M con ruota da 26", D_{max} = 164 cm - Misura L con ruota da 28", D_{max} = 192 cm

² Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

³ Peso calcolato senza sistema di abbattimento sella.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

<p><input type="checkbox"/> Sistema di abbattimento sella, per facilitare la salita e la discesa dall'ausilio.</p> 	<p>Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile.</p> <p><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L</p>  <p>In assenza di indicazioni verrà fornita la misura corrispondente.</p>	<p>Seleziona la misura del manubrio.</p> <p><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L</p>  <p>indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880.</p> <p><input type="checkbox"/> Sinistra <input type="checkbox"/> Destra</p> <p>In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.</p>	<p>Seleziona la lunghezza canotto sella.</p> <p>** Il canotto di 15 cm non copre tutto il range di regolazione.</p> <p><input type="checkbox"/> **15 cm <input type="checkbox"/> 28 cm</p>  <p>In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 28 cm.</p>
---	---	--	--

Molla limitatore di sterzata

Morbida

Dura

In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con la molla morbida e la misura L con la molla dura.

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

101/101MTB Ruote dimensioni: CONFIGURAZIONI POSSIBILI

NEW Ruote MTB In assenza di indicazioni, il Frame Runner verrà fornito con ruote da strada.

<p>Frame runner M</p> <p>In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con il tris ruote da strada da 24".</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 20" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"</p>	<p>Frame runner L</p> <p>In assenza di indicazioni, la misura L verrà fornita con il tris ruote da strada da 26".</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 24"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 28"</p> <p><input type="checkbox"/> Ruota anteriore con forcella 28" - Ruote posteriori 28"</p>
--	--

880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente(1 paio). Stessa misura del Manubrio. Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



875 Fermapolso con sostegno guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra Destra



845 sostegno avambraccio.

Sinistra Destra



102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico.

S-M L



876 Sella monociclo.



103 Imbottitura per sella monociclo.









104 Imbottiture laterali telaio.




105 Imbottiture posteriori telaio.



<input type="checkbox"/> 106 Imbottiture sotto sella. 	<input type="checkbox"/> 107 Freni di stazionamento, dx e sx. <input type="checkbox"/> 107MTB Freni di stazionamento, dx e sx (SOLO PER RUOTE MTB) 	<input type="checkbox"/> 108 Luce anteriore. (con ricarica USB) 	<input type="checkbox"/> 109 Luce posteriore. (con ricarica USB) 
<input type="checkbox"/> 110 Porta borraccia. Borraccia non inclusa 	<input type="checkbox"/> 111 Copri raggi trasparenti per ruote posteriori, dx e sx. 	<p>Note:-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	


MISURE COMPONENTI

Supporto toracico imbottito




	A	B	C
S	12 cm	24 cm	3,6 cm
M	16 cm	32 cm	5,8 cm
L	20 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio




	A
S	50 cm
M	55 cm
L	64 cm

102



	A	B
S-M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm

876



A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm