


DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

NOVUS-4

Colore Cuscino: Grigio chiaro/grigio scuro

MISURE



secondo la norma  
ANSI RESNA WC-19

Iscritto al RDM  
Testato TÜV Berlino  
Certificato CERAH Francia  
Registrato FDA (USA)  
Marcato CE

Portata massima	Peso Pass. Senza ruote	Peso totale	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O	H
65 kg	18,5 kg	22,1 kg	46 cm	28-38 cm	66 cm	107 cm	96 cm	39-45 cm	75-81 cm	30-44 cm	110 cm	42 cm	90 cm	56 cm	145-170 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI

<input type="checkbox"/> <b>852</b> Poggiatesta con prot. parietali	<input type="checkbox"/> <b>863</b> Poggiatesta con prot. occipito parietali	<input type="checkbox"/> <b>853</b> Pettorina a bretellaggio	<input type="checkbox"/> <b>903</b> Pettorina a bretellaggio a 5 punti	<input type="checkbox"/> <b>906</b> Cintura a bretellaggio a 5 punti	<input type="checkbox"/> <b>838</b> Pelotte toracali	<input type="checkbox"/> <b>868</b> Pelotte frontali avvolgenti per tronco
<input type="checkbox"/> <b>844</b> Fasce imbottite di protez. laterale	<input type="checkbox"/> <b>834</b> Cuneo divaricatore imbottito	<input type="checkbox"/> <b>834R</b> Cuneo divaricatore imbottito regolabile	<input type="checkbox"/> <b>824</b> Tavolo trasparente con bordo e incavo.	<input type="checkbox"/> <b>839</b> Appoggiamani	<input type="checkbox"/> <b>827</b> Cinturini fermapièdi	<input type="checkbox"/> <b>892</b> Tappetina imbottita per pedana
<input type="checkbox"/> <b>812</b> Direzionatori ruote anteriori	<input type="checkbox"/> <b>818</b> Sacca termica	<input type="checkbox"/> <b>819</b> Cappottina	<input type="checkbox"/> <b>825</b> Sacca parapiooggia da fissare alla cappottina 819	<input type="checkbox"/> <b>905</b> Kit Freno manuale	<input type="checkbox"/> <b>922</b> Portabottiglia	<input type="checkbox"/> <b>858</b> Cestino in rete

<input type="checkbox"/> <b>911</b> Cestino porta respiratore	<input type="checkbox"/> <b>891</b> Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)
---	--

Note:

-----

-----

-----

-----

-----

Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione