

comprensivo della cintura pelvica a 45° per bacino 894

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:




CARATTERISTICHE

- **Telaio** pieghevole in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Cuscino** asportabile, rivestito con tessuto 100% poliestere.
- **Schienale** rigido, reclinabile su quattro posizioni con semplice bloccaggio a scatto.
- **Sedile** rigido fisso.
- **Poggiagambe** reclinabile con bloccaggio rapido.
- **Pedana** regolabile e ribaltabile con battitacco.
- **Freni** a tamburo.
- **Ruote**: anteriori imperforabili piroettanti da cm 17,5 e posteriori imperforabili da cm 30.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici

Certificato CERAH Francia
Marcato CE



Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco


MISURE



OBI-4

Colore Telaio: **azzurro**

Colore Cuscino: **verde-rosa-blu (combinati)**



MIS.	portata massima	peso ausilio	A	B	C	D	E	F	G	L	M	H
4	70 kg	20,1 kg	66,5 cm	41 cm	124 cm	105 cm	40 cm	76 cm	32-47 cm	103 cm	51 cm	150-175 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI

835 Poggiatesta con protez. parietali



816 Cuscinetti di spinta laterale



834 Divaricatore imbottito



853 Cinghia a bretellaggio



827 Cinturini fermapiedi



839 Appoggiamani



837 Tavolino normale



819 Cappottina



825 Sacca parapiovia (da fissare alla cappottina 819)



818 Sacca termica



858 Cestino in rete



812 Direzionatori ruote anteriori



891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



Note:
