

L'alternativa all'allettamento

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE	NOME DESTINATARIO/UTENTE:
ORM-	

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. Base stretta, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva:**
  - 1) si adatta alle forme dell'utente e impedisce il suo scivolamento, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua funzione di sostegno).
  - 2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**.
  - 3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**.
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.** Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la visibilità dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE:** basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE:** piroettanti da 5", posteriori con freni.



DM Marcato   
 Iscritto al RDM

**Attenzione!**  
 Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

MISURA:  36  40  45  50

COLORE TAPPEZZERIA:  grigio scuro  grigio chiaro

COLORE TELAIO:  bianco  nero



	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I Inclinazione schienale	Peso ausilio	Portata max.	Altezza utente
<b>mis. 36</b>	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	37 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 40</b>	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	37 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 45</b>	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	65 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	39 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
<b>mis. 50</b>	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	70 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	40 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

