

L'alternativa all'allettamento



DM Marcato

Iscritto al RDM

Carrozzina omologata
per il trasporto in auto
secondo le norme:

ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19



Attenzione! Leggere
attentamente il manuale
d'uso e manutenzione

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. **Base stretta**, per piccoli spazi
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva**:
1) **si adatta alle forme** dell'utente e **impedisce il suo scivolamento**, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT** e **MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della inclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua **funzione di sostegno**)
2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE da DECUBITO**
3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali**. Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la **visualità** dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO E CONTINUE**: basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggiategambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE**: anteriori da 8"; posteriori da 22" con meccanismo di antiribaltamento.


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

MISURE

MISURA: 36 40 45 50

COLORE TAPPEZZERIA: grigio scuro grigio chiaro

COLORE TELAIO: bianco nero



	A larghezza seduta	B profondità seduta	C larghezza schienale	D ingombro in larghezza	H inclin. seduta (basculam.)	I Inclinazione schienale	Peso ausilio	Portata massima	Altezza utente
mis. 36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	69 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	40 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	69 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	40 kg	120 kg	da 140 a 190 cm
mis. 45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	74 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	42 kg	130 kg	da 140 a 190 cm
mis. 50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	79 cm	da 10° a 35°	da 10° a 38°	43 kg	140 kg	da 140 a 190 cm

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

COMPONENTI AGGIUNTIVI

824-R Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità con blocco di sicurezza.



824-F Tavolo fisso, regolabile in profondità con blocco di sicurezza.

Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



894 Cintura pelvica a 45°



834 Cuneo Divaricatore imbottito regolabile.



891 Ancoraggi (4 anelli) per l'ancoraggio della carrozzina ai fini del trasporto in veicoli omologati



892 Tappezzeria imbottita per pedana



905 Kit freno manuale



914 Bloccaggio per pedana unica




896 Tappezzeria imbottita per tavolo



916 Fascia poggiamambe imbottita



936 Tappezzeria asportabile per poggiatesta



938 Tappezzeria impermeabile



Notes: _____

