

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE <b>ORM-</b>	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

**Standy** è costituito da una **ROBUSTA STRUTTURA** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche

- **Tavolo** in legno rivestito con laminato plastico, regolabile in altezza e asportabile
- **Ginocchiere** imbottite regolabili in larghezza, profondità e altezza
- **Spinta posteriore e sostegno pettorale** imbottiti; sostegno registrabile per le braccia
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità
- **Pedana** in lamiera di alluminio mandorlato antiscivolo
- **Ruote** consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra inclinandolo, senza l'utilizzatore

Testato TÜV Berlino  
Registrato FDA (USA)  
Marcato CE

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Comprensivi di tavolo, sostegno per il tronco e fermapièdi

**STANDY 4**  
grande per adulti




**STANDY 3**  
medio

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

### ☐ STANDY 3



MISURA	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C	D	E	F	G	H	L
STANDY 3	90 kg	30 kg	89 cm	76 cm	63-93 cm	81-121 cm	69 cm	24-49 cm	74 cm	110-160 cm	30 cm
STANDY 4	120 kg	38 kg	100 cm	85 cm	72-106 cm	84-129 cm	79 cm	30-57 cm	80 cm	135-180 cm	39 cm

### ☐ STANDY 4

