

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

comprensivo della
cintura pelvica a 45° per bacino



SECONDO LE NORME
ISO 7176/19
E ANSI RESNA WC/19

mis. Small

mis. Medium

Colore tappezzeria: grigio scuro/verde

grigio scuro/rosa

grigio chiaro/verde

grigio chiaro/rosa

Colore Telaio: nero



M
I
S
U
R
E



Seggiolino sganciato



Passeggino chiuso con seggiolino inserito



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggiolino	peso totale
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile (reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex: per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

<input type="checkbox"/> 863 Poggiatesta con protezioni occipito-parietali 	<input type="checkbox"/> 852 Poggiatesta con protez. parietali 	<input type="checkbox"/> 942 Poggiatesta ergonomico per Bug Small <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> 942 Poggiatesta ergonomico per Bug Medium <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> 835 Poggiatesta sagomato 	<input type="checkbox"/> 934 Attacco per poggiatesta a sospensione. Disponibile solo per accessorio 863 	<input type="checkbox"/> 838 Pelotte toracali regolabili 
<input type="checkbox"/> 868 Pelotte frontali avvolgenti per tronco 	<input type="checkbox"/> 834 Cuneo Divaricatore imbottito 	<input type="checkbox"/> 834R Cuneo Divaricatore imbottito regolabile 	<input type="checkbox"/> 853 Pettorina a bretellaggio 	<input type="checkbox"/> 903 Pettorina a bretellaggio a cinque punti 	<input type="checkbox"/> 906 Cintura a bretellaggio a cinque punti 	<input type="checkbox"/> 894 Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base) 
<input type="checkbox"/> 920 Cintura a quattro punti 	<input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapiedi 	<input type="checkbox"/> 839 Appoggiamani 	<input type="checkbox"/> 824 Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo 	<input type="checkbox"/> 824B Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856 		<input type="checkbox"/> 905 Kit Freno manuale 
<input type="checkbox"/> 935 Cestino porta bombola Dimensioni massime della bombola di ossigeno: altezza 600 mm (valvola inclusa) - diam. 140 mm. 	<input type="checkbox"/> 819 Cappottina <input type="checkbox"/> Nero/verde <input type="checkbox"/> Nero/rosa 		<input type="checkbox"/> 825 Sacca parapigioggia da fissare alla cappottina 819 	<input type="checkbox"/> B18 Sacca termica 		
<input type="checkbox"/> 858 Cestino in rete solo per base da esterno 869 	<input type="checkbox"/> 911 Cestino porta respiratore 	<input type="checkbox"/> 892 Tappezzeria imbottita per pedana 	<input type="checkbox"/> 891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc.) SOLO per BASE 869  <p style="text-align: center;">  CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19 </p>			
<input type="checkbox"/> 922 Portabottiglia 	<input type="checkbox"/> 851 Base da INTERNO compatta elevabile 	<input type="checkbox"/> 856 Base da INTERNO elevabile 				