

| | |
|----------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE: | DATA ORDINE: |
| | DATA CONSEGNA: |
| | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |

Comprendo di tavolo imbottito e kit elettrico



Registrato FDA (USA)

Marcato CE

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **2 ruote** per piccoli spostamenti interni senza l'utilizzatore.
- **Fermatallon** regolabili in profondità ed estraibili.
- **Ginocchiere** imbottite, con regolazione in profondità, altezza e abduzione.
- **Tavolo** imbottito regolabile in altezza, scorrevole in senso antero-posteriore.
- Due **pulsanti d'emergenza** uno posizionato sotto il tavolo per l'utilizzatore e uno posizionato sul pannello di controllo per l'operatore.
- **Fascia di sollevamento** ergonomica, con rivestimento interno in tessuto tecnico antiscivolo e ganci per la trazione in salita. **Disponibile anche con cintura pelvica**, vedi modelli di seguito.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



MISURE


- STANDY ELECTRO 2000 (per adulti)**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI mod. 907**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA mod. 908**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA mod. 909**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO mod. 910**



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Colore Telaio: **prugna**


Colore Tappezeria: **nero**



Peso Totale **55 kg**
Portata Massima **120 kg**
Altezza Utente **140-180 cm**

COMPONENTI AGGIUNTIVI

857 Spinte laterali per bacino



865 Poggiatesta e spinta posteriore



866 Sostegno per bacino, schiena e testa



867 Sostegno per bacino



902 Fermapiedi anteriori regolabili con cinturini

