



Registrato FDA (USA)
Marcato CE

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Standy Electro Wing è costituito da una **robusta struttura** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Ruote** con freni di stazionamento. Consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra, anche con l'utilizzatore già posizionato.
- **Fermatallon**i posizionabili, con regolazione in profondità e abduzione.
- **Ginocchiere** posizionabili, con regolazione in profondità, in altezza e abduzione.
- **Tavolo** regolabile in altezza, scorrevole in senso antero-posteriore, reclinabile (0° - 23°).
- **Pulsante d'emergenza** (posizionato sotto il tavolo) regolabile in profondità tramite 4 viti.
- **Fascia di sollevamento** ergonomica, con rivestimento interno in tessuto tecnico antiscivolo e ganci per la trazione in salita. Disponibile anche nella misura alternativa maxi (mod. 907). Su richiesta è disponibile una fascia alternativa **con cintura pelvica** (mod. 908) anche nella misura maxi (mod. 909).




Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

Colore Telaio: **grigio antracite**

Colore Tappezzeria: **nero**

- STANDY ELECTRO WING (per adulti)**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI mod. 907**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA mod. 908**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA mod. 909**



Peso Ausilio: 60 kg

Portata Massima: 120 kg

Altezza Utente: 140-180 cm

Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

COMPONENTI AGGIUNTIVI

866R Sostegno bacino, schiena e poggiatesta regolabile



866 Sostegno per bacino schiena e testa



867 Sostegno per bacino



902 Fermapiedi anteriori regolabili con cinturini

