

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



MODULO D'ORDINE

GRILLO **mini**

deambulatore ANTERIORE
e POSTERIORE

GRILLO
mini



Prodotto registrato **FDA** (USA)

Prodotto marcato **CE**



Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)


- **TELAIO IN ALLUMINIO**, pieghevole per il trasporto e convertibile, dalla versione **anteriore** a quella **posteriore** e viceversa.
- **SUPPORTI PELVICO E TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza in modo indipendente. Sostengono il bambino come fossero due mani, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori.
- **BARRE GRADUATE** sulle regolazioni in altezza.
- **IMBRAGATURA ERGONOMICA**, confortevole, regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene il bambino in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **RUOTE** antiforatura e leggere, 2 anteriori piroettanti da cm 15 e 2 posteriori piene direzionate, da cm 20 adatte per uso interno ed esterno.
- **DIREZIONATORI** sulle ruote anteriori.
- dispositivo **ANTIRETROMARCIA**, **FRENATURA REGOLABILE**, **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori, facilmente azionabile tramite pedale rosso.
- **PARACOLPI** per la protezione contro gli urti.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale
d'uso e manutenzione

ANTERIORE

Circonferenza interna supporto **pelvico** e **toracico**
da cm 53 a cm 79




PESO kg. 15

PORTATA MAX. kg. 35

POSTERIORE

Circonferenza interna supporto **pelvico** e **toracico**
da cm 53 a cm 79




PESO kg. 15

PORTATA MAX. kg. 35

DIMENSIONI UTENTE:

Altezza utente (C):
min cm 75
max cm 95



IMPORTANTE:
Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate
nella figura, rientrino nel range di misura
indicato per i supporti.



DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

MODULO D'ORDINE

GRILLO

SIZE **mini**

Anteriore

Posteriore

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE >	Anteriore				Posteriore		
	PT	PA	P	PTM	PT	PA	P
COMPONENTI AGGIUNTIVI	 Comprendo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	 Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	 Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	 Comprendo di: > tavolo trasparente > manubrio > supporto pelvico > imbragatura ergonomica	 Comprendo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie	 Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	 Comprendo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie
865 Poggiatesta multiregolabile	ND	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925
925 Supporto toracico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> rimuovendo il tavolo trasparente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Supporto pelvico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
930 Imbragatura ergonomica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
894 Cintura tavolo per grillo mini PTM	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	ND	ND	ND
926 Manubrio con snodi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	ND	ND	ND
809 mini Antibrachiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
809 mini Antibrachiali con aste curve	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	<input type="checkbox"/> rimuovendo il tavolo e il manubrio	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	ND
943 mini Cinturini per avambraccio misura mini	<input type="checkbox"/> disponibile in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> disponibile in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/> disponibile in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/> disponibile in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> disponibile in combinazione con antibrachiali 809
937 Maniglie multiregolabili per misura mini	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/> rimuovendo il manubrio	ND	ND	ND
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
946 Sella ergonomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-SC Abduttore distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
923 Maniglione di spinta per assistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>