

Sistema di seduta con telaio pieghevole e doppia crociera, comprensivo della cintura pelvica a 45° 894

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

FUNZIONI

- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie, senza l'uso di attrezzi.**
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico; tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio.**
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza e ribaltabili.
- **Fascia poggiamambe.**
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da cm 17,5 e posteriori da cm 25 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini.**



Prodotto marcato **CE**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



Colore cuscino: **Nero e grigio**

Colore Telaio: **Nero**

CLIP 4

Misure in cm:



Portata Massima	Peso ausilio	A	B*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Kg. 76	Kg. 13,5	45	45	57	113	0°-10°	38	71	20°	59	37-47	82	105	115	56	34	150-170

* **Larghezza seduta** togliendo i cuscinetti di spinta laterale

<p><input type="checkbox"/> 835 Poggiatesta con protezioni parietali.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 816 Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 853 Pettorina a bretellaggio. (misura M)</p> 	<p><input type="checkbox"/> 906 Cintura a bretellaggio a cinque punti. (misura M)</p> 
<p><input type="checkbox"/> 903 Pettorina a bretellaggio a cinque punti. (misura M)</p> 	<p><input type="checkbox"/> 894 Cintura pelvica a 45°. Compresa nel modello base.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 834N Divaricatore imbottito e rimovibile. (misura M)</p> 	<p><input type="checkbox"/> 858 Cestino porta oggetti.</p> 
<p><input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapiedi.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 812 Direzionatori ruote anteriori.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 819 Cappottina.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 818 Sacca termica.</p> 
<p><input type="checkbox"/> 825 Sacca parapigioggia. (da fissare alla cappottina 819)</p> 	<p>853</p>  <p>Medium A=39,5 cm B=39 cm</p>	<p>834N</p>  <p>Medium A=15 cm B=4 cm C=17 cm</p>	

Note.....
.....
.....
.....