

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

### FUNZIONI

- **Telaio leggero pieghevole ad ombrello**, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie, senza l'uso di attrezzi.**
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico**; **tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio.**
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza.
- **Fascia poggiatesta.**
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da cm 17,5 e posteriori da cm 25 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini.**



comprensivo della cintura pelvica a 45° per bacino 894



secondo la norma ISO 7176/19



Prodotto marcato **CE**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

### Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco





### MISURE

Colore cuscino: **Nero e rosso**

Colore Telaio: **Nero**

- CLIP 1**
- CLIP 2**
- CLIP 3**

Misure in cm:



Mis.	Portata Massima	Peso Totale	A	B	B1*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
1	30 kg	10,3 kg	40	51	39	101-108	0°-12°	25	55	18°	46	12-20	78	84	114	30	34	110-125
2	35 kg	10,5 kg	40	51	39	101-108	0°-12°	30	59	18°	48	21-31	78	92	114	30	34	120-140
3	40 kg	10,7 kg	40	51	39	106-113	0°-12°	35	63	18°	49	25-35	84	98	118	34	36	135-155

\*Larghezza seduta togliendo i cuscinetti di spinta laterale.

COMPONENTI AGGIUNTIVI

**835** Poggiatesta con protezioni parietali.



**816** Cuscinetti di contenimento laterali per il tronco.



**853** Pettorina a bretellaggio.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



**906** Cintura a bretellaggio a cinque punti.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



**903** Pettorina a bretellaggio a cinque punti.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



**894** Cintura pelvica a 45°.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)  
Compresa nel modello base.



**834N** Divaricatore imbottito e rimovibile.  
 mini/S  M



**858** Cestino portaoggetti.



**827** Cinturini fermapiedi.



**812** Direzionatori ruote anteriori.



**819** Cappottina.



**818** Sacca termica.




**825** Sacca parapigioggia.  
(da fissare alla cappottina 819).



**891** Ancoraggi (4 anelli)  
per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)




**853**



Small A=30 cm B=31,5 cm	Medium A=39,5 cm B=39 cm
-------------------------------	--------------------------------

**834N**



mini/S A=12 cm B=4 cm C=14 cm	Medium A=15 cm B=4 cm C=17 cm
--	--

Note.....  
.....  
.....  
.....