



MARCATO CE



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** senza sporgenze per consentire la rotazione del tronco e lo spostamento laterale delle braccia. Regolabile in altezza tramite pomelli, senza l'utilizzo di chiavi, "tools free".
- **Tavolo** in legno di betulla, asportabile e regolabile in altezza, inclinazione e profondità.
- **Supporto toracico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Supporto pelvico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Barre numerate** per ripristinare l'assetto posturale scelto dal terapista.
- **Ginocchiere** regolabili in altezza, larghezza, profondità ed in senso rotatorio.
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità.
- **Pedana** in legno di betulla, offre un riferimento stabile al bambino.
- **Ruote gemellate** piene, diametro 75mm, posteriori con freni. Consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra, con il bambino inserito.
- **Kit Elettronico**: sistema brevettato fissato sotto la pedana in grado di trasformare un segnale elettronico "audio" in vibrazione.

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE


misura 1

misura 2

misura 3



**distanza da considerare con le aste allineate.



Assicurarsi che le altezze F e G rappresentate in figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto pelvico e toracico.

*nella misura 1 il maggior ingombro è dato dal tavolo. Nelle misure 2 e 3 è dato dai pomelli.


mis.	Portata Max.	Peso Tot.	A	B	C	D*	E	F	G	L	M**	N
1	35 kg	24,6 kg	66 cm	76-88 cm	49-77 cm	64 cm	14-24 cm	41-55 cm	53-72 cm	60 cm	18 cm	75-100 cm
2	45 kg	26 kg	70 cm	78-90 cm	59-87 cm	65 cm	14-36 cm	52-68 cm	67-94 cm	65 cm	22 cm	90-125 cm
3	55 kg	28,5 kg	73 cm	80-92 cm	69-100 cm	70 cm	14-42 cm	62-86 cm	82-110 cm	70 cm	29 cm	120-150 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI

944 Riduttori di circonferenza Spessore: 3 cm cad.



865 Poggiatesta multiregolabile



859 Portatablet



Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....