

Sistema di seduta con telaio pieghevole e doppia crociera, comprensivo della cintura pelvica a 45° 894

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

NEW



FUNZIONI

- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie, senza l'uso di attrezzi.**
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico; tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio.**
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza e ribaltabili.
- **Fascia poggiamambe.**
- **Ruote** impermeforabili: anteriori piroettanti da cm 17,5 e posteriori da cm 25 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini.**

Prodotto marcato **CE**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




MISURE

Colore cuscino: Nero e grigio


Colore Telaio: Nero

☐ **CLIP 4**

Misure in cm:



SEDUTA VISTA DALL'ALTO



Larghezza seduta con cuscinetti di spinta laterale imbottiti, smontabili con zip.



Portata Massima	Peso ausilio	A	B*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Kg. 76	Kg. 13,9	45	45	57	113	0°-10°	38	71	20°	59	37-47	86	108	118	60	37	150-170

* **Larghezza seduta** togliendo i cuscinetti di spinta laterale imbottiti (**B***).

☐ **835** Poggiatesta con protezioni parietali.



☐ **816** Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco.



☐ **853** Pettorina a bretellaggio. (misura M)



☐ **906** Cintura a bretellaggio a cinque punti. (misura M)



☐ **903** Pettorina a bretellaggio a cinque punti. (misura M)



☐ **894** Cintura pelvica a 45°. Compresa nel modello base.



☐ **834N** Divaricatore imbottito e rimovibile. (misura M)



☐ **858** Cestino porta oggetti.



☐ **827** Cinturini fermapiedi.



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori.



☐ **819** Cappottina.




☐ **818** Sacca termica.



☐ **825** Sacca parapigioggia. (da fissare alla cappottina 819)




853



Medium
A=39,5 cm
B=39 cm

834N



Medium
A=15 cm
B=4 cm
C=17 cm

Note.....
.....
.....
.....