

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Compatta e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. PER USO INTERNO.
- Telaio verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- Sistema di sicurezza che impedisce l'azionamento involontario.
- Tappezzeria estremamente traspirante, resistente e facilmente lavabile, non estraibile. Ignifuga secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- Schienale facilmente regolabile in altezza a scorrimento. Inclinazione con levette verdi.
- Bracciali morbidi, regolabili in altezza ed inclinazione.
- Seduta leggermente inclinata di 5° per un miglior comfort. Regolabile in profondità e in larghezza tramite componente opzionale 958R pelotte al bacino multiregolabili.
- Abbinabile alla misura corrispondente del Tavolo Multifunzione ORMESA (vedasi modulo d'ordine).



Prodotto marcato CE

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici
(Ministero della Salute)



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale
d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

Misura: ☐ Small ☐ Medium

Colore tappezzeria: ☐ Rosa ☐ Blu

Telaio: grigio siliceo

MISURE



con componente 958
set 4 ruote con pedana

	A*	B	C	D	E	F	F1	G	G1	L	L1	Altezza utente (H)	Peso Ausilio	Portata Massima
Small	30 cm	20-30 cm	30-45 cm	15-18 cm	36 cm	48 cm	50,5 cm	50 cm	52-64 cm	20-31 cm	28-39 cm	90-120 cm	10,7 kg	35 kg
Medium	35 cm	28-43 cm	35-55 cm	16-20 cm	41 cm	52 cm	54,5 cm	56,5 cm	62-73 cm	25-40 cm	33-48 cm	110-145 cm	13 kg	45 kg

* Con componente 958R pelotte al bacino multiregolabili: misura SMALL 20-30 cm; misura MEDIUM 25-35 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI	947 Cintura pelvica ad angolo variabile ☐ mini ☐ M ☐ S	920 Cintura pelvica a quattro punti ☐ S ☐ M	838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. ☐ mini ☐ M ☐ S	853 Pettorina a bretellaggio ☐ mini ☐ S	853 slim Pettorina sagomata a quattro punti ☐ M
	834N Divaricatore imbottito stretto (narrow) ☐ mini/s ☐ M	☐ 958R pelotte al bacino regolabili in larghezza, rotazione e profondità.	☐ 824 Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.	☐ 823 Prolunga schienale per il supporto del capo	☐ 835 Poggiatesta sagomato con contenimento laterale ed occipitale, regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.
	☐ 865 Poggiatesta imbottito regolabile in altezza. In combinazione solo con la prolunga schienale 823.	☐ 959 Set di 4 ruote con freno. In alternativa ai 4 piedini neri di appoggio. Ruote piroettanti da 75 mm dotate tutte di freno di stazionamento. Fornite con pedana appoggia piedi.	⚠ Rispettare i limiti di altezza e peso utente		

Note: _____

MISURE COMPONENTI

947



mini

A=16 cm

B=5 cm

small

A=19 cm


B=6 cm

medium

A=25,5 cm

B=8 cm

920



small

A=16 cm


B=15,5 cm

medium

A=23 cm

B=19 cm

838




CHAIR mis. small

C= 18-26 cm

CHAIR mis. medium

C= 22-30 cm



mini

A=9 cm

B=7 cm

small

A=10 cm


B=12 cm

medium

A=11 cm

B=17 cm

853



mini

A=20,5 cm


B=28 cm

small

A=25 cm

B=34 cm

853 slim




medium

A=33 cm

B=46 cm

C=5 cm

834N



mini/s

A=12 cm

B=4 cm

C=14 cm


medium

A=15 cm

B=4 cm

C=17 cm

823




small

A= 14 cm

medium

A= 20 cm

824



A= 16 cm

B= 38 cm

C= 53 cm

D= 64 cm