

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE:       | DATA ORDINE:              |
|                            | DATA CONSEGNA:            |
| CODICE VALUTAZIONE<br>ORM- | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |

CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre misure
- 2 versioni: Trolli T30 e Trolli T60 con ruote da autospinta.
- Telaio leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il Trolli rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- Maniglie di spinta con freni manuali e di stazionamento. Non disponibili per Trolli T60 con autospinta.
- Schienale resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro.
- Seduta leggermente basculata. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- Tappezzeria (non estraibile) estremamente traspirante, resistente e facilmente lavabile. Ignifuga secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
- Borsetta porta manuale (Trolli T30) e chiave sul retro dello schienale.
- Poggiatesta regolabile in altezza. Pedane ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- Ruote anteriori piene (imperforabili) piroettanti da 7" (cm 17) per le misure 36 e 40 e per tutte le misure di Trolli T60 con autospinta; da 8" (20 cm) per la misura 43.
- Ruote posteriori piene (imperforabili) con freni indipendenti a tamburo da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per la misura 43. Nella versione autospinta da 22" (56 cm) con dispositivo di antiribaltamento. Leva di superamento gradini su entrambe le ruote.

## MODULO D'ORDINE

### TROLI

carrozzina a spinta con telaio pieghevole con doppia crociera



ISO 7176/19 e  
ANSI RESNA WC/19



tappezzeria  
altamente  
traspirante  
ed ignifuga



Marcato CE



Attenzione!  
Leggere attentamente il  
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

Colore Telaio: **Nero**

Colore Tappezzeria: **Nero**


### ☐ Trolli T30

Unità di misura: cm

☐ mis. 36

☐ mis. 40


☐ mis. 43



|           | A     | C     | C1    | C2    | D     | F     | G     | Peso ausilio<br>Trolli T30 | Peso ausilio<br>Trolli T60 | Portata<br>Massima |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| misura 36 | 36 cm | 59 cm | 64 cm | 49 cm | 36 cm | 42 cm | 94 cm | 13,1 kg                    | 16,8 kg                    | 80 kg              |
| misura 40 | 40 cm | 63 cm | 68 cm | 53 cm | 40 cm | 46 cm | 94 cm | 13,6 kg                    | 17,3 kg                    | 90 kg              |
| misura 43 | 43 cm | 66 cm | 71 cm | 56 cm | 40 cm | 46 cm | 97 cm | 14,1 kg                    | 17,8 kg                    | 110 kg             |

\* Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 101 cm

### ☐ Trolli T60 con ruote da autospinta



chiuso senza le ruote autospinta



☐ **951** Maniglie di spinta regolabili in altezza.

OPZIONABILI SOLO SE  
ORDINATE CON IL PRODOTTO




C  
O  
M  
P  
O  
N  
E  
N  
T  
I

OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

**947** Cintura pelvica ad angolo variabile.

☐ S ☐ M




**920** Cintura pelvica a 4 punti.

☐ S ☐ M



**853** Pettorina a bretellaggio.

☐ S



**853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti.


☐ M



☐ **958** Pelotte al bacino con imbottitura interna. Riducono la larghezza seduta di 4 cm.

☐ **Imbottitura extra.** Riducono la larghezza seduta di 8 cm.

Non disponibili per la versione con ruote da autospinta



☐ **960** Fermatalloni.



☐ **956** Pedane con regolazione dell'inclinazione.



☐ **858** Cestino portaoggetti.




☐ **812** Direzionatori ruote anteriori.



☐ **968** Imbottiture per braccioli, facilmente rimovibili per il lavaggio.



☐ **966** Kit di trasformazione da Trolli T30 a Trolli T60. Per la misura 43 verranno fornite anche le ruote anteriori.



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.



Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## MISURE COMPONENTI

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>947</b><br><br><small>A=19 cm<br/>B=6 cm</small>   <small>medium<br/>A=25,5 cm<br/>B=8 cm</small> | <b>920</b><br><br><small>A=16 cm<br/>B=15,5 cm</small>   <small>medium<br/>A=23 cm<br/>B=19 cm</small> | <b>853</b><br><br><small>A=25 cm<br/>B=34 cm</small> | <b>853 slim</b><br><br><small>medium<br/>A=33 cm<br/>B=46 cm<br/>C=5 cm</small> | <b>951</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|